

Reattore in metallo VELP



Reattore in metallo resistente per gli analizzatori elementari VELP.

Il reattore in metallo è riutilizzabile dopo la pulizia, per la combustione.

Come preparare il Reattore di combustione

- * Inserire la parte inferiore del tubo di quarzo nel supporto di preparazione del Reattore
- * Inserire la lana di quarzo dalla parte superiore del tubo di quarzo e premere verso il basso (fino a circa 20 mm) con l'asta di riempimento del tubo del Reattore
- * Versare il riempimento nero di VELPCatalyst (codice A00000320) nel tubo di quarzo con l'imbuto
- * Agitare per compattare il catalizzatore e ridurre l'aria tra le particelle
- * Versare il riempimento bianco di VELPCatalyst nel tubo di quarzo utilizzando l'imbuto
- * Aggiungere 10 mm circa di lana di quarzo e premere con l'asta di riempimento del tubo del Reattore
- * Inserire il raccoglitore di cenere (già preparato con 10 mm di lana di quarzo sul fondo)
- * Rimuovere il supporto di preparazione del reattore

Prepara il Reattore di combustione come descritto o scegli un Reattore preconfezionato!

Guarda il video

<https://www.levanchimica.it/wp-content/uploads/2025/05/VELP-Elemental-Analyzers-HOW-TO-PREPARE-THE-COMBUSTION-REACTOR.mp4>

Codice Articolo: A00000321

Breve descrizione del prodotto:

Reattore in metallo VELP













Descrizione

Guarda il video

<https://www.levanchimica.it/wp-content/uploads/2025/05/VELP-Elemental-Analyzers-HOW-TO-PREPARE-THE-COMBUSTION-REACTOR.mp4>

	Codice	VARIANTI Articolo
	40002951	PM Kit Full ELEMENTAL ANALYZER VELP
	A00000153	Cups 35×35 c/forma conica 150pz in stagno VELP
	A00000154	Lana di quarzo 50g VELP
	A00000157	Rame ossido 50g VELP
	A00000161	Inserto in quarzo x ceneri VELP
	A00000162	Reattore in quarzo VELP
	A00000194	Kit circa 1000 analisi x NDA - CN VELP
	A00000199	Disco 2 a 30 posizioni x autocampionatore VELP

	Codice	VARIANTI Articolo
	A00000217	Dispositivo x chiusura capsule VELP
	A00000225	Anidrone 454g VELP
	A00000236	Grasso x tenuta ad alte temperature VELP
	A00000240	Vcopper High Reduction Efficiency 470g VELP
	A00000318	Farina di avena 30g VELP
	A00000320	VELPcatalyst c/strato di inerte 36g VELP
	A00000322	Inserto in metallo x ceneri VELP
	A00000353	Kit pulizia inserto ceneri in metallo VELP
	E00010012	Ermes Connessione 1 anno VELP
	E00010036	Ermes Connessione 3 anni VELP
	F30800090	Analizzatore elementare CN802 CARBONIO/AZOTO VELP
	F30800100	Analizzatore elementare EMA502 CHNS-O VELP

	Codice	VARIANTI Articolo
	TA00000378	Kit x TOC/preparazione campione VELP
	F30800080	Analizzatore elementare NDA702 AZOTO/PROTEINE VELP
	A00000455	Pacchetto 21 CFR Parte 11 x Analizzatori Elementari VELP
	A00000149	EDTA Certificato 100g VELP
	A00000200	Disco 3 a 30 posizioni x autocampionatore VELP
	A00000201	Disco 4 a 30 posizioni x autocampionatore VELP
	A00000390	Disco 1 a 30 posizioni x autocampionatore x capsule VELP
	A00000420	Disco 2 a 30 posizioni x autocampionatore x capsule VELP
	A00000482	Capsule 6x18mm 100pz VELP
	A00000483	Capsule 8x20mm 100pz VELP
	A00000192	Manuale IQ/OQ/PQ x NDA 702 VELP
	A00000198	Inserto ceramico per ceneri con fondo VELP

	Codice	VARIANTI Articolo
	40002950	PM Kit Regular ELEMENTAL ANALYZER VELP
	A00000158	Reattore di combustione pre-confezionato VELP
	A00000226	Reattore di riduzione pre-confezionato VELP
	A00000262	Stampo x tin foil 50x50mm VELP
	A00000270	Kit circa 2000 analisi x NDA - CN VELP
	A00000271	Kit circa 4000 analisi x NDA - CN VELP
	A00000317	Polvere Super-Assorbente 10g VELP