

## Reattore in quarzo VELP



- \* Il reattore al quarzo offre un'elevata visibilità del livello dei consumabili.
- \* Ideale per Combustione e Riduzione.
- \* Monouso.

Come preparare il Reattore di combustione

- \* Inserire la parte inferiore del tubo di quarzo nel supporto di preparazione del Reattore
- \* Inserire la lana di quarzo dalla parte superiore del tubo di quarzo e premere verso il basso (fino a circa 20 mm) con l'asta di riempimento del tubo del Reattore
- \* Versare il riempimento nero di VELPCatalyst (codice A00000320) nel tubo di quarzo con l'imbuto
- \* Agitare per compattare il catalizzatore e ridurre l'aria tra le particelle
- \* Versare il riempimento bianco di VELPCatalyst nel tubo di quarzo utilizzando l'imbuto
- \* Aggiungere 10 mm circa di lana di quarzo e premere con l'asta di riempimento del tubo del Reattore
- \* Inserire il raccogliatore di cenere (già preparato con 10 mm di lana di quarzo sul fondo)
- \* Rimuovere il supporto di preparazione del reattore

Prepara il Reattore di combustione come descritto o scegli un Reattore preconfezionato!

<b><i>Guarda il video</i></b>
-------------------------------

<a href="https://www.levanchimica.it/wp-content/uploads/2025/05/VELP-Elemental-Analyzers-HOW-TO-PREPARE-THE-COMBUSTION-REACTOR.mp4">https://www.levanchimica.it/wp-content/uploads/2025/05/VELP-Elemental-Analyzers-HOW-TO-PREPARE-THE-COMBUSTION-REACTOR.mp4</a>
---

**Codice Articolo:** A00000162


### **Breve descrizione del prodotto:**













Reattore in quarzo VELP













## Descrizione






**Guarda il video**

<https://www.levanchimica.it/wp-content/uploads/2025/05/VELP-Elemental-Analyzers-HOW-TO-PREPARE-THE-COMBUSTION-REACTOR.mp4>

	<b>Codice</b>	<b>VARIANTI Articolo</b>
	<a href="#">40002951</a>	PM Kit Full ELEMENTAL ANALYZER VELP
	<a href="#">A00000153</a>	Cups 35x35 c/forma conica 150pz in stagno VELP
	<a href="#">A00000154</a>	Lana di quarzo 50g VELP
	<a href="#">A00000157</a>	Rame ossido 50g VELP
	<a href="#">A00000161</a>	Inserito in quarzo x ceneri VELP
	<a href="#">A00000194</a>	Kit circa 1000 analisi x NDA - CN VELP
	<a href="#">A00000199</a>	Disco 2 a 30 posizioni x autocampionatore VELP
	<a href="#">A00000217</a>	Dispositivo x chiusura capsule VELP
	<a href="#">A00000225</a>	Anidrone 454g VELP
	<a href="#">A00000236</a>	Grasso x tenuta ad alte temperature VELP

	<b>Codice</b>	<b>VARIANTI Articolo</b>
	<a href="#">A00000240</a>	Vcopper High Reduction Efficiency 470g VELP
	<a href="#">A00000318</a>	Farina di avena 30g VELP
	<a href="#">A00000320</a>	VELPcatalyst c/strato di inerte 36g VELP
	<a href="#">A00000321</a>	Reattore in metallo VELP
	<a href="#">A00000322</a>	Inserito in metallo x ceneri VELP
	<a href="#">A00000353</a>	Kit pulizia inserto ceneri in metallo VELP
	<a href="#">E00010012</a>	Ermes Connessione 1 anno VELP
	<a href="#">E00010036</a>	Ermes Connessione 3 anni VELP
	<a href="#">F30800090</a>	Analizzatore elementare CN802 CARBONIO/AZOTO VELP
	<a href="#">F30800100</a>	Analizzatore elementare EMA502 CHNS-O VELP
	<a href="#">TA00000378</a>	Kit x TOC/preparazione campione VELP
	<a href="#">F30800080</a>	Analizzatore elementare NDA702 AZOTO/PROTEINE VELP

	<b>Codice</b>	<b>VARIANTI Articolo</b>
	<a href="#">A00000455</a>	Pacchetto 21 CFR Parte 11 x Analizzatori Elementari VELP
	<a href="#">A00000149</a>	EDTA Certificato 100g VELP
	<a href="#">A00000200</a>	Disco 3 a 30 posizioni x autocampionatore VELP
	<a href="#">A00000201</a>	Disco 4 a 30 posizioni x autocampionatore VELP
	<a href="#">A00000390</a>	Disco 1 a 30 posizioni x autocampionatore x capsule VELP
	<a href="#">A00000420</a>	Disco 2 a 30 posizioni x autocampionatore x capsule VELP
	<a href="#">A00000482</a>	Capsule 6x18mm 100pz VELP
	<a href="#">A00000483</a>	Capsule 8x20mm 100pz VELP
	<a href="#">A00000192</a>	Manuale IQ/OQ/PQ x NDA 702 VELP
	<a href="#">A00000198</a>	Inserto ceramico per ceneri con fondo VELP
	<a href="#">40002950</a>	PM Kit Regular ELEMENTAL ANALYZER VELP
	<a href="#">A00000158</a>	Reattore di combustione pre-confezionato VELP

	<b>Codice</b>	<b>VARIANTI Articolo</b>
	<a href="#">A00000226</a>	Reattore di riduzione pre-confezionato VELP
	<a href="#">A00000262</a>	Stampo x tin foil 50x50mm VELP
	<a href="#">A00000270</a>	Kit circa 2000 analisi x NDA - CN VELP
	<a href="#">A00000271</a>	Kit circa 4000 analisi x NDA - CN VELP
	<a href="#">A00000317</a>	Polvere Super-Assorbente 10g VELP