

QUANTOFIX Durezza carbonatica 100strisce (CM0091323) MACHEREY-NAGEL



Strisce analitiche

Per la determinazione semi-quantitativa della durezza da carbonati e bicarbonati.

Questa durezza è quella frazione della durezza totale che è dovuta al contenuto di ioni alcalino terrosi (Ca e Mg) corrispondenti agli ioni carbonato e bicarbonato presenti nell'acqua.

La durezza carbonatica è la parte di durezza totale che dà luogo alla formazione di incrostazioni di carbonati alcalino terrosi nelle caldaie.

- Intervallo: 0-3-6-10-15-20 °d

- Variazione colore: da verde chiaro a blu

Basi forti e altre sostanze che consumano acido provocano risultati errati.

Codice Articolo: 23.2570.88

Breve descrizione del prodotto:

Strisce analitiche semi-quantitative QUANTOFIX Durezza carbonatica 100 strisce MACHEREY-NAGEL

Informazioni aggiuntive:

- Scala di misura: 0÷20° d
- Parametro: Durezza carbonatica
- Numero di test: 100
- Suddivisioni (nr): 6

Descrizione

QUANTOFIX - Strisce analitiche per determinazioni semi-quantitative

Strisce analitiche per derterminazioni semi-quantitative di ioni e di altre sostanze.

Una striscia analitica QUANTOFIX consiste in un rettangolo di plastica spessa 0,2 mm al quale è stato saldato, nella parte inferiore, un settore di carta analitica.

Le dimensioni di questo settore permettono un chiaro confronto con i settori delle stesse dimensioni della scala riportata sulla scatola di plastica.

La lunghezza delle strisce è sufficiente per permetterne un facile utilizzo anche nel caso si debbano esaminare soluzioni corrosive o altrimenti pericolose.





Il tappo delle scatole contiene un assorbitore di umidità per aumentare la durata delle strisce.

Le soluzioni concentrate, cioè quelle in cui il contenuto supera 1 g/l devono venir diluite in modo che l'intensità del colore sviluppato rientri nell'intervallo della scala colorata.







Il fattore di diluizione deve essere tenuto presente nel calcolo del risultato.











Le strisce analitiche QUANTOFIX rispondono ai più importanti requisiti di un test rapido moderno:

- Rapido: Si immerge e si legge.
- Conveniente: L'analisi può essere effettuata senza alcun apparecchio, è necessaria solo una striscia QUANTOFIX.
- Specifico: Le strisce QUANTOFIX sono altamente specifiche; se vi sono interferenze si può precipitarle o mascherarle.
- Conservabilità: 2 anni e mezzo sotto i +30°C.
- Confezione: Scatola contenente 100 strisce 6 x 95 mm.

	Codice	VARIANTI Articolo
	<u>23.2565.88</u>	QUANTOFIX Cianuri 100strisce c/reagenti (CM0091318) MACHEREY-NAGEL
	<u>23.2568.88</u>	QUANTOFIX Cobalto 100strisce (CM0091303) MACHEREY-NAGEL
	<u>23.2581.88</u>	QUANTOFIX Potassio 100strisce c/reagenti (CM0091316) MACHEREY-NAGEL
	<u>23.2587.88</u>	QUANTOFIX Multitest x Acquario 25strisce (CM0091327) MACHEREY-NAGEL

	Codice	VARIANTI Articolo
	<u>23.2569.88</u>	QUANTOFIX Cromati 100strisce c/reagenti (CM0091301) MACHEREY-NAGEL
	<u>23.2582.88</u>	QUANTOFIX Rame 100strisce (CM0091304) MACHEREY-NAGEL
	<u>23.2575.88</u>	QUANTOFIX Nichel 100strisce (CM0091305) MACHEREY-NAGEL
	<u>23.2583.88</u>	QUANTOFIX Solfiti 100strisce (CM0091306) MACHEREY-NAGEL
	<u>23.2562.88</u>	QUANTOFIX Alluminio 100strisce c/reagen. (CM0091307) MACHEREY-NAGEL
	<u>23.2584.88</u>	QUANTOFIX Stagno 100strisce (CM0091309) MACHEREY-NAGEL
	<u>23.2585.88</u>	QUANTOFIX Zinco 100strisce c/reagenti (CM0091310) MACHEREY-NAGEL
	<u>23.2577.88</u>	QUANTOFIX Nitriti 100strisce (CM0091311) MACHEREY-NAGEL
	<u>23.2580.88</u>	QUANTOFIX Perossidi 100 100strisce (CM0091312) MACHEREY-NAGEL
	<u>23.2576.88</u>	QUANTOFIX Nitrati/Nitriti 100strisce (CM0091313) MACHEREY-NAGEL
	<u>23.2561.88</u>	QUANTOFIX Acido ascorbico 100strisce (CM0091314) MACHEREY-NAGEL
	<u>23.2563.88</u>	QUANTOFIX Ammonio 100strisce c/reagenti (CM0091315) MACHEREY-NAGEL

	Codice	VARIANTI Articolo
	23.2566.88	QUANTOFIX Cloro 100strisce c/reagenti (CM0091317) MACHEREY-NAGEL
	23.2579.88	QUANTOFIX Perossidi 25 100strisce (CM0091319) MACHEREY-NAGEL
	23.2574.88	QUANTOFIX Fosfati 100 strisce c/reagenti (CM0091320) MACHEREY-NAGEL
	23.2567.88	QUANTOFIX Cloruri 100strisce (CM0091321) MACHEREY-NAGEL
	23.2578.88	QUANTOFIX Nitriti 3000 100strisce (CM0091322) MACHEREY-NAGEL
	23.2564.88	QUANTOFIX Calcio 60 strisce c/reagenti (CM0091324) MACHEREY-NAGEL
	23.2596.88	QUANTOFIX Molibdeno 100strisce c/reagen. (CM0091325) MACHEREY-NAGEL
	23.2586.88	QUANTOFIX Multitest x Acquario 100str. (CM0091326) MACHEREY-NAGEL
	23.2573.88	QUANTOFIX Formaldeide 100strisce (CM0091328) MACHEREY-NAGEL
	23.2598.88	QUANTOFIX Solfati 100strisce (CM0091329) MACHEREY-NAGEL
	23.2595.88	QUANTOFIX Arsenico 50 100strisce c/reag. (CM0091332) MACHEREY-NAGEL
	23.2597.88	QUANTOFIX Perossidi 1000 100strisce (CM0091333) MACHEREY-NAGEL

	Codice	VARIANTI Articolo
	<u>23.2594.88</u>	QUANTOFIX Arsenico 10 100strisce c/reag. (CM0091334) MACHEREY-NAGEL
	<u>CM0091338</u>	QUANTOFIX Nitriti/pH 100strisce MACHEREY-NAGEL
	<u>16.0002.00</u>	QUANTOFIX Acido Peracetico 50 100strisce (CM0091340) MACHEREY-NAGEL
	<u>16.0003.00</u>	QUANTOFIX acido paracetico 500 100stris. (CM0091341) MACHEREY-NAGEL
	<u>CM0091330</u>	QUANTOFIX Ferro Totale 1000 100 strisce MACHEREY-NAGEL
	<u>CM0091342</u>	QUANTOFIX Acido Peracetico 2000 100str. MACHEREY-NAGEL
	<u>CM0091337</u>	QUANTOFIX Quat 100 strisce MACHEREY-NAGEL
	<u>CM0091339</u>	QUANTOFIX Cloruri sensibile 100 strisce MACHEREY-NAGEL
	<u>CM0091344</u>	QUANTOFIX Ferro Totale 100 100strisce MACHEREY-NAGEL
	<u>CM0091351</u>	QUANTOFIX Nitrati 100 100strisce MACHEREY-NAGEL

Download

Brochure

