

## QUANTOFIX Formaldeide 100strisce (CM0091328) MACHEREY-NAGEL



Strisce analitiche

Per determinazioni semi-quantitative in soluzioni acquose.

- Intervallo: 10-20-40-60-100-200 mg/l HCHO
- Variazione colore: da marrone chiaro a blu viola

Utilizzo: la formaldeide è un gas incolore, solubile in acqua, di odore pungente.

E' sospettata di essere cancerogena, irrita le mucose e provoca allergie.

Le soluzioni acquose di formaldeide vengono usate nella produzione di materie plastiche (es. resine urea formaldeide), rivestimenti, adesivi, tessuti, pannelli truciolari, ecc.

Vengono anche utilizzate come conservanti in prodotti cosmetici, prodotti biologici e preparati istologici.

Le strisce analitiche sono adatte all'esame di soluzioni acquose e di estratti acquosi di prodotti solidi (es. truciolati).

Per l'esame di prodotti detergenti, disinfettanti, shampoo e cosmetici è consigliabile diluire il campione.

Metodo: la reazione della formaldeide con un derivato del triazolo dà luogo a un colore da marrone chiaro a blu violetto.

La sola interferenza possibile è data da concentrazioni elevate di altre aldeidi che provocano colorazioni diverse da quelle riportate sulla scala colorata.

**Codice Articolo:** 23.2573.88

### Breve descrizione del prodotto:

Strisce analitiche semi-quantitative QUANTOFIX Formaldeide 100 strisce MACHEREY-NAGEL







**Informazioni aggiuntive:**

- Scala di misura: 0÷200 mg/ml
- Parametro: Formaldeide
- Numero di test: 100
- Suddivisioni (nr): 7






**Descrizione**
**Cartine e Strisce analitiche - per determinazioni semi-quantitative di ioni e di altre sostanze**









Le strisce analitiche sono utilizzate per determinazioni semi quantitative di ioni e di altre sostanze. Le principali applicazioni seguono il principio "immergi - aspetta un istante- leggi il risultato".

Il colore della striscia analitica, che è direttamente correlato alla concentrazione della sostanze e in esame, viene poi confrontato con una scala colorata.

	<b>Codice</b>	<b>VARIANTI Articolo</b>
	<a href="#">23.2565.88</a>	QUANTOFIX Cianuri 100strisce c/reagenti (CM0091318) MACHEREY-NAGEL
	<a href="#">23.2568.88</a>	QUANTOFIX Cobalto 100strisce (CM0091303) MACHEREY-NAGEL
	<a href="#">23.2581.88</a>	QUANTOFIX Potassio 100strisce c/reagenti (CM0091316) MACHEREY-NAGEL
	<a href="#">23.2587.88</a>	QUANTOFIX Multitest x Acquario 25strisce (CM0091327) MACHEREY-NAGEL
	<a href="#">23.2569.88</a>	QUANTOFIX Cromati 100strisce c/reagenti (CM0091301) MACHEREY-NAGEL
	<a href="#">23.2582.88</a>	QUANTOFIX Rame 100strisce (CM0091304) MACHEREY-NAGEL

	<b>Codice</b>	<b>VARIANTI Articolo</b>
	<a href="#">23.2575.88</a>	QUANTOFIX Nichel 100strisce (CM0091305) MACHEREY-NAGEL
	<a href="#">23.2583.88</a>	QUANTOFIX Solfiti 100strisce (CM0091306) MACHEREY-NAGEL
	<a href="#">23.2562.88</a>	QUANTOFIX Alluminio 100strisce c/reagen. (CM0091307) MACHEREY-NAGEL
	<a href="#">23.2584.88</a>	QUANTOFIX Stagno 100strisce (CM0091309) MACHEREY-NAGEL
	<a href="#">23.2585.88</a>	QUANTOFIX Zinco 100strisce c/reagenti (CM0091310) MACHEREY-NAGEL
	<a href="#">23.2577.88</a>	QUANTOFIX Nitriti 100strisce (CM0091311) MACHEREY-NAGEL
	<a href="#">23.2580.88</a>	QUANTOFIX Perossidi 100 100strisce (CM0091312) MACHEREY-NAGEL
	<a href="#">23.2576.88</a>	QUANTOFIX Nitrati/Nitriti 100strisce (CM0091313) MACHEREY-NAGEL
	<a href="#">23.2561.88</a>	QUANTOFIX Acido ascorbico 100strisce (CM0091314) MACHEREY-NAGEL
	<a href="#">23.2563.88</a>	QUANTOFIX Ammonio 100strisce c/reagenti (CM0091315) MACHEREY-NAGEL
	<a href="#">23.2566.88</a>	QUANTOFIX Cloro 100strisce c/reagenti (CM0091317) MACHEREY-NAGEL
	<a href="#">23.2579.88</a>	QUANTOFIX Perossidi 25 100strisce (CM0091319) MACHEREY-NAGEL

	<b>Codice</b>	<b>VARIANTI Articolo</b>
	<a href="#">23.2574.88</a>	QUANTOFIX Fosfati 100 strisce c/reagenti (CM0091320) MACHEREY-NAGEL
	<a href="#">23.2567.88</a>	QUANTOFIX Cloruri 100 strisce (CM0091321) MACHEREY-NAGEL
	<a href="#">23.2578.88</a>	QUANTOFIX Nitriti 3000 100 strisce (CM0091322) MACHEREY-NAGEL
	<a href="#">23.2570.88</a>	QUANTOFIX Durezza carbonatica 100 strisce (CM0091323) MACHEREY-NAGEL
	<a href="#">23.2564.88</a>	QUANTOFIX Calcio 60 strisce c/reagenti (CM0091324) MACHEREY-NAGEL
	<a href="#">23.2596.88</a>	QUANTOFIX Molibdeno 100 strisce c/reagen. (CM0091325) MACHEREY-NAGEL
	<a href="#">23.2586.88</a>	QUANTOFIX Multitest x Acquario 100 str. (CM0091326) MACHEREY-NAGEL
	<a href="#">23.2598.88</a>	QUANTOFIX Solfati 100 strisce (CM0091329) MACHEREY-NAGEL
	<a href="#">23.2595.88</a>	QUANTOFIX Arsenico 50 100 strisce c/reag. (CM0091332) MACHEREY-NAGEL
	<a href="#">23.2597.88</a>	QUANTOFIX Perossidi 1000 100 strisce (CM0091333) MACHEREY-NAGEL
	<a href="#">23.2594.88</a>	QUANTOFIX Arsenico 10 100 strisce c/reag. (CM0091334) MACHEREY-NAGEL
	<a href="#">CM0091338</a>	QUANTOFIX Nitriti/pH 100 strisce MACHEREY-NAGEL

	<b>Codice</b>	<b>VARIANTI Articolo</b>
	<a href="#">16.0002.00</a>	QUANTOFIX Acido Peracetico 50 100strisce (CM0091340) MACHEREY-NAGEL
	<a href="#">16.0003.00</a>	QUANTOFIX acido paracetico 500 100stris. (CM0091341) MACHEREY-NAGEL
	<a href="#">CM0091330</a>	QUANTOFIX Ferro Totale 1000 100 strisce MACHEREY-NAGEL
	<a href="#">CM0091342</a>	QUANTOFIX Acido Peracetico 2000 100str. MACHEREY-NAGEL
	<a href="#">CM0091337</a>	QUANTOFIX Quat 100 strisce MACHEREY-NAGEL
	<a href="#">CM0091339</a>	QUANTOFIX Cloruri sensibile 100 strisce MACHEREY-NAGEL
	<a href="#">CM0091344</a>	QUANTOFIX Ferro Totale 100 100strisce MACHEREY-NAGEL
	<a href="#">CM0091351</a>	QUANTOFIX Nitrati 100 100strisce MACHEREY-NAGEL

## Download

<b>Brochure</b>
