

QUANTOFIX acido paracetico 500 100stris. (CM0091341) MACHEREY-NAGEL



Strisce analitiche

Per la determinazione semi-quantitativa di acido peracetico

- Intervallo: 0-50-100-200-300-400-500 mg/l (ppm)
- Variazione colore: da giallo a verde

Questa striscia serve per la determinazione rapida e affidabile di acido peracetico in soluzioni.
La procedura "immergi e leggi" fornisce risultati sicuri entro 30 secondi.

L'acido peracetico è uno dei più potenti agenti ossidanti conosciuti e spesso impiegato come disinfettante. È, per esempio, spesso usato per disinfettare le bottiglie e gli imballaggi nel settore delle bevande. Dopo la disinfezione, gli imballaggi vengono risciacquati per lavare qualsiasi disinfettante residuo. Allo stesso modo, l'acido peracetico è usato nei centri di dialisi per pulire macchine per dialisi. La striscia QUANTOFIX per acido peracetico può essere usata per controllare in modo facile e veloce se il disinfettante è stato rimosso completamente.

Codice Articolo: 16.0003.00

Breve descrizione del prodotto:

Strisce analitiche semi-quantitative QUANTOFIX acido paracetico 500 100 strisce MACHEREY-NAGEL

Informazioni aggiuntive:

- Scala di misura: 0÷500 mg/l
- Parametro: Acido peracetico
- Numero di test: 100
- Suddivisioni (nr): 7

Descrizione

QUANTOFIX - Strisce analitiche per determinazioni semi-quantitative

Strisce analitiche per derterminazioni semi-quantitative di ioni e di altre sostanze.

Una striscia analitica QUANTOFIX consiste in un rettangolo di plastica spessa 0,2 mm al quale è stato saldato, nella parte inferiore, un settore di carta analitica.

Le dimensioni di questo settore permettono un chiaro confronto con i settori delle stesse dimensioni della scala riportata sulla scatola di plastica.

La lunghezza delle strisce è sufficiente per permetterne un facile utilizzo anche nel caso si debbano esaminare soluzioni corrosive o altrimenti pericolose.



Il tappo delle scatole contiene un assorbitore di umidità per aumentare la durata delle strisce.






Le soluzioni concentrate, cioè quelle in cui il contenuto supera 1 g/l devono venir diluite in modo che l'intensità del colore sviluppato rientri nell'intervallo della scala colorata.







Il fattore di diluizione deve essere tenuto presente nel calcolo del risultato.

Le strisce analitiche QUANTOFIX rispondono ai più importanti requisiti di un test rapido moderno:

- Rapido: Si immerge e si legge.
- Conveniente: L'analisi può essere effettuata senza alcun apparecchio, è necessaria solo una striscia QUANTOFIX.
- Specifico: Le strisce QUANTOFIX sono altamente specifiche; se vi sono interferenze si può precipitarle o mascherarle.
- Conservabilità: 2 anni e mezzo sotto i +30°C.
- Confezione: Scatola contenente 100 strisce 6 x 95 mm.

	Codice	VARIANTI Articolo
	23.2565.88	QUANTOFIX Cianuri 100strisce c/reagenti (CM0091318) MACHEREY-NAGEL
	23.2568.88	QUANTOFIX Cobalto 100strisce (CM0091303) MACHEREY-NAGEL

	Codice	VARIANTI Articolo
	23.2581.88	QUANTOFIX Potassio 100strisce c/reagenti (CM0091316) MACHEREY-NAGEL
	23.2587.88	QUANTOFIX Multitest x Acquario 25strisce (CM0091327) MACHEREY-NAGEL
	23.2569.88	QUANTOFIX Cromati 100strisce c/reagenti (CM0091301) MACHEREY-NAGEL
	23.2582.88	QUANTOFIX Rame 100strisce (CM0091304) MACHEREY-NAGEL
	23.2575.88	QUANTOFIX Nichel 100strisce (CM0091305) MACHEREY-NAGEL
	23.2583.88	QUANTOFIX Solfiti 100strisce (CM0091306) MACHEREY-NAGEL
	23.2562.88	QUANTOFIX Alluminio 100strisce c/reagen. (CM0091307) MACHEREY-NAGEL
	23.2584.88	QUANTOFIX Stagno 100strisce (CM0091309) MACHEREY-NAGEL
	23.2585.88	QUANTOFIX Zinco 100strisce c/reagenti (CM0091310) MACHEREY-NAGEL
	23.2577.88	QUANTOFIX Nitriti 100strisce (CM0091311) MACHEREY-NAGEL
	23.2580.88	QUANTOFIX Perossidi 100 100strisce (CM0091312) MACHEREY-NAGEL
	23.2576.88	QUANTOFIX Nitrati/Nitriti 100strisce (CM0091313) MACHEREY-NAGEL

	Codice	VARIANTI Articolo
	<u>23.2561.88</u>	QUANTOFIX Acido ascorbico 100strisce (CM0091314) MACHEREY-NAGEL
	<u>23.2563.88</u>	QUANTOFIX Ammonio 100strisce c/reagenti (CM0091315) MACHEREY-NAGEL
	<u>23.2566.88</u>	QUANTOFIX Cloro 100strisce c/reagenti (CM0091317) MACHEREY-NAGEL
	<u>23.2579.88</u>	QUANTOFIX Perossidi 25 100strisce (CM0091319) MACHEREY-NAGEL
	<u>23.2574.88</u>	QUANTOFIX Fosfati 100 strisce c/reagenti (CM0091320) MACHEREY-NAGEL
	<u>23.2567.88</u>	QUANTOFIX Cloruri 100strisce (CM0091321) MACHEREY-NAGEL
	<u>23.2578.88</u>	QUANTOFIX Nitriti 3000 100strisce (CM0091322) MACHEREY-NAGEL
	<u>23.2570.88</u>	QUANTOFIX Durezza carbonatica 100strisce (CM0091323) MACHEREY-NAGEL
	<u>23.2564.88</u>	QUANTOFIX Calcio 60 strisce c/reagenti (CM0091324) MACHEREY-NAGEL
	<u>23.2596.88</u>	QUANTOFIX Molibdeno 100strisce c/reagen. (CM0091325) MACHEREY-NAGEL
	<u>23.2586.88</u>	QUANTOFIX Multitest x Acquario 100str. (CM0091326) MACHEREY-NAGEL
	<u>23.2573.88</u>	QUANTOFIX Formaldeide 100strisce (CM0091328) MACHEREY-NAGEL

	Codice	VARIANTI Articolo
	23.2598.88	QUANTOFIX Solfati 100strisce (CM0091329) MACHEREY-NAGEL
	23.2595.88	QUANTOFIX Arsenico 50 100strisce c/reag. (CM0091332) MACHEREY-NAGEL
	23.2597.88	QUANTOFIX Perossidi 1000 100strisce (CM0091333) MACHEREY-NAGEL
	23.2594.88	QUANTOFIX Arsenico 10 100strisce c/reag. (CM0091334) MACHEREY-NAGEL
	CM0091338	QUANTOFIX Nitriti/pH 100strisce MACHEREY-NAGEL
	16.0002.00	QUANTOFIX Acido Peracetico 50 100strisce (CM0091340) MACHEREY-NAGEL
	CM0091330	QUANTOFIX Ferro Totale 1000 100 strisce MACHEREY-NAGEL
	CM0091342	QUANTOFIX Acido Peracetico 2000 100str. MACHEREY-NAGEL
	CM0091337	QUANTOFIX Quat 100 strisce MACHEREY-NAGEL
	CM0091339	QUANTOFIX Cloruri sensibile 100 strisce MACHEREY-NAGEL
	CM0091344	QUANTOFIX Ferro Totale 100 100strisce MACHEREY-NAGEL
	CM0091351	QUANTOFIX Nitrati 100 100strisce MACHEREY-NAGEL

Download

Brochure	
