

OMOGENEIZZATORE BAGMIXER 400CC INTERSCIENCE



BagMixer 400 CC® con sportello trasparente a velocità variabile Omogeneizzatore di campioni in sacchetto sterile. Nuova linea di BagMixer® 400, moderna e completa che permette l' estrazione facile e sicura dei batteri dei campioni solidi. Offre i seguenti vantaggi: Silenzioso Omogeneizza silenziosamente in un minuto un campione solido dentro un sacchetto sterile preservando le cellule per una migliore analisi microbiologica. Esclusivo sistema di pulizia "Click & Clean"® Schermo multifunzione digitale. Lo sportello è a tenuta stagna rinforzata. Biologicamente sicuro. Nessun contatto tra il campione e il BagMixer. Il liquido filtrato può essere prelevato ed analizzato senza rischio d'alterazione o di contaminazione crociata. I sacchetti sono sterili a monouso e assicurano pulizia e sicurezza. Accetta tutti i sacchetti da 50 a 400 ml. Semplice nella pulizia. Nessuna manutenzione sistematica dell' apparecchio. Lo sportello è completamente apribile (270°). Scocca in acciaio inossidabile. Partenza e fermata automatica. Sistema di chiusura Q-Thight®. Possibilità di selezionare il tempo e la velocità di trattamento che consente di scegliere l' omogeneizzazione più idonea per ogni tipo di prodotto.

BagMixer 400 CC® con sportello trasparente a velocità variabile

Omogeneizzatore di campioni in sacchetto sterile.

Nuova linea di BagMixer® 400, moderna e completa che permette l' estrazione facile e sicura dei batteri dei campioni solidi.

Offre i seguenti vantaggi:

- Silenzioso
- Omogeneizza silenziosamente in un minuto un campione solido dentro un sacchetto sterile preservando le cellule per una migliore analisi microbiologica.

- Esclusivo sistema di pulizia “Click & Clean”®
- Schermo multifunzione digitale.
- Lo sportello è a tenuta stagna rinforzata.
- Biologicamente sicuro.
- Nessun contatto tra il campione e il BagMixer. Il liquido filtrato può essere prelevato ed analizzato senza rischio d’alterazione o di contaminazione crociata.
- I sacchetti sono sterili a monouso e assicurano pulizia e sicurezza.
- Accetta tutti i sacchetti da 50 a 400 ml.
- Semplice nella pulizia.
- Nessuna manutenzione sistematica dell’ apparecchio.
- Lo sportello è completamente apribile (270°).
- Scocca in acciaio inossidabile.
- Partenza e fermata automatica.
- Sistema di chiusura Q-Tight®.

Possibilità di selezionare il tempo e la velocità di trattamento che consente di scegliere l’ omogeneizzazione più idonea per ogni tipo di prodotto.

Codice Articolo: 22.8672.99

Breve descrizione del prodotto:

Omogeneizzatore INTERSCIENCE modello BAGMIXER® 400CC®

Informazioni aggiuntive:

- Caratteristiche: sportello in vetro
- Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 220/50/-
- Dimensioni (LxPxH mm): 420x260x265
- Display: sì
- Peso (kg): 16,5
- Timer: 1 s÷60 min o ?
- Velocità (battute al secondo): 4/6/8/10
- Capacità (ml): 50÷400

Descrizione

BagMixer 400 CC® con sportello trasparente a velocità variabile




Omogeneizzatore di campioni in sacchetto sterile.


Nuova linea di BagMixer® 400, moderna e completa che permette l' estrazione facile e sicura dei batteri dei campioni solidi.

Offre i seguenti vantaggi:

- Silenzioso
- Omogeneizza silenziosamente in un minuto un campione solido dentro un sacchetto sterile preservando le cellule per una migliore analisi microbiologica.
- Esclusivo sistema di pulizia "Click & Clean"®
- Schermo multifunzione digitale.
- Lo sportello è a tenuta stagna rinforzata.
- Biologicamente sicuro.
- Nessun contatto tra il campione e il BagMixer. Il liquido filtrato può essere prelevato ed analizzato senza rischio d'alterazione o di contaminazione crociata.
- I sacchetti sono sterili a monouso e assicurano pulizia e sicurezza.
- Accetta tutti i sacchetti da 50 a 400 ml.
- Semplice nella pulizia.
- Nessuna manutenzione sistematica dell' apparecchio.
- Lo sportello è completamente apribile (270°).
- Scocca in acciaio inossidabile.
- Partenza e fermata automatica.
- Sistema di chiusura Q-Tight®.

Possibilità di selezionare il tempo e la velocità di trattamento che consente di scegliere l' omogeneizzazione più idonea per ogni tipo di prodotto.

	Codice	VARIANTI Articolo
	22.8651.99	OMOGENEIZZATORE BAGMIXER 400 SW INTERSCIENCE
	22.8652.99	OMOGENEIZZATORE BAGMIXER 400 S INTERSCIENCE
	22.5450.43	OMOGENEIZZATORE BAGMIXER 400 P INTERSCIENCE

	Codice	VARIANTI Articolo
	22.5460.43	OMOGENEIZZATORE BAGMIXER 400 W INTERSCIENCE