

Cartine qualitative CUPROTESMO 40 strisce MACHERY-NAGEL



Caratteristiche

- CUPROTESMO, confezione da 40 strisce 25x40 mm

Per le applicazioni descritte alla voce precedente è preferibile utilizzare le cartine CUPROTESMO.

Il colore bianco giallino diventa da rosa a rosso porpora in presenza di rame o sali di Cu(I) o Cu(II).

La reazione è specifica per il rame.

- Limiti di sensibilità: 0,05 µg di rame su superfici, come metallo o sali. 3-5 mg/l di ioni Cu.

Codice Articolo: CM0090601

Breve descrizione del prodotto:

Cartine qualitative CUPROTESMO 40 strisce MACHERY-NAGEL


Descrizione

Cartine Analitiche - Qualitative

Cartine utili per determinazioni qualitative di ioni e composti chimici.

Forniscono l'informazione sulla presenza, al di sopra di un determinato limite di rilevabilità, di un determinato componente.

	Codice	VARIANTI Articolo
	SON0069560	Cartine qualitative CUPROTESMO 40pz MACHEREY-NAGEL
	1046906020	PLUMBTESMO 40 PZ MACHEREY-NAGEL
	8046906120	Phosphatesmo MI 50 PZ MACHEREY-NAGEL
	CM0090724	Cartine qualitative CROMO 200 strisce MACHEREY-NAGEL
	CM0090732	Cartine qualitative ARGENTO 200 strisce MACHEREY-NAGEL
	CM0090754	Cartine qualitative POTASSIO IODURO CON AMIDO 816N rotolo 5mt MACHEREY-NAGEL
	CM0090603	Cartine qualitative CHLORTESMO 200 strisce MACHEREY-NAGEL
	CM0090761	Cartine qualitative SOLFURI rotolo 5mt MACHEREY-NAGEL
	CM0090602	Cartine qualitative PLUMBTESMO 40 strisce MACHEREY-NAGEL
	CM0090612	Cartine qualitative PHOSPHATESMO MI 50 strisce MACHEREY-NAGEL
	CM0090728	Cartine qualitative COBALTO 100 strisce MACHEREY-NAGEL
	CM0090744	Cartine qualitative PIOMBO ACETATO rotolo 5mt MACHEREY-NAGEL

	Codice	VARIANTI Articolo
	CM0090760	Cartine qualitative OLIO 100 strisce MACHEREY-NAGEL

Download

Brochure
