

## **Cartine qualitative PIOMBO ACETATO rotolo 5mt MACHEREY-NAGEL**



### Caratteristiche

- PIOMBO ACETATO, rotolo da 5 metri

In presenza di idrogeno solforato ( $H_2S$ ) la cartina bianca diventa marrone nera per formazione di solfuro di piombo nero.

Per concentrazioni basse di idrogeno solforato la colorazione è marrone.

- Limiti di sensibilità: 1 goccia di soluzione con 5 mg/l di solfuro ( $S_2^-$ ) forma un anello marrone che è appena visibile.

**Codice Articolo:** CM0090744

### **Breve descrizione del prodotto:**

Cartine qualitative PIOMBO ACETATO rotolo 5 mt MACHEREY-NAGEL

## **Descrizione**


### **Cartine Analitiche - Qualitative**

Cartine utili per determinazioni qualitative di ioni e composti chimici.

Forniscono l'informazione sulla presenza, al di sopra di un determinato limite di rilevabilità, di un determinato componente.

	<b>Codice</b>	<b>VARIANTI Articolo</b>
	<a href="#">SON0069560</a>	Cartine qualitative CUPROTESMO 40pz MACHEREY-NAGEL
	<a href="#">1046906020</a>	PLUMBTESMO 40 PZ MACHEREY-NAGEL
	<a href="#">8046906120</a>	Phosphatesmo MI 50 PZ MACHEREY-NAGEL
	<a href="#">CM0090724</a>	Cartine qualitative CROMO 200 strisce MACHEREY-NAGEL
	<a href="#">CM0090732</a>	Cartine qualitative ARGENTO 200 strisce MACHEREY-NAGEL
	<a href="#">CM0090754</a>	Cartine qualitative POTASSIO IODURO CON AMIDO 816N rotolo 5mt MACHEREY-NAGEL
	<a href="#">CM0090603</a>	Cartine qualitative CHLORTESMO 200 strisce MACHEREY-NAGEL
	<a href="#">CM0090761</a>	Cartine qualitative SOLFURI rotolo 5mt MACHEREY-NAGEL
	<a href="#">CM0090602</a>	Cartine qualitative PLUMBTESMO 40 strisce MACHEREY-NAGEL
	<a href="#">CM0090612</a>	Cartine qualitative PHOSPHATESMO MI 50 strisce MACHEREY-NAGEL
	<a href="#">CM0090728</a>	Cartine qualitative COBALTO 100 strisce MACHEREY-NAGEL
	<a href="#">CM0090760</a>	Cartine qualitative OLIO 100 strisce MACHEREY-NAGEL

---

	<b>Codice</b>	<b>VARIANTI Articolo</b>
	<a href="#">CM0090601</a>	Cartine qualitative CUPROTESMO 40 strisce MACHEREY-NAGEL

## Download

<b>Brochure</b>
