

Cartine qualitative PIOMBO ACETATO rotolo 5mt MACHEREY-NAGEL



Caratteristiche

- PIOMBO ACETATO, rotolo da 5 metri

In presenza di idrogeno solforato (H_2S) la cartina bianca diventa marrone nera per formazione di solfuro di piombo nero.

Per concentrazioni basse di idrogeno solforato la colorazione è marrone.

- Limiti di sensibilità: 1 goccia di soluzione con 5 mg/l di solfuro (S_2^-) forma un anello marrone che è appena visibile.

Codice Articolo: CM0090744

Breve descrizione del prodotto:

Cartine qualitative PIOMBO ACETATO rotolo 5 mt MACHEREY-NAGEL


Descrizione

Cartine Analitiche - Qualitative

Cartine utili per determinazioni qualitative di ioni e composti chimici.

Forniscono l'informazione sulla presenza, al di sopra di un determinato limite di rilevabilità, di un determinato componente.

| | Codice | VARIANTI Articolo |
|---|----------------------------|--|
|  | SON0069560 | Cartine qualitative CUPROTESMO 40pz MACHEREY-NAGEL |
|  | 1046906020 | PLUMBTESMO 40 PZ MACHEREY-NAGEL |
|  | 8046906120 | Phosphatesmo MI 50 PZ MACHEREY-NAGEL |
|  | CM0090724 | Cartine qualitative CROMO 200 strisce MACHEREY-NAGEL |
|  | CM0090732 | Cartine qualitative ARGENTO 200 strisce MACHEREY-NAGEL |
|  | CM0090754 | Cartine qualitative POTASSIO IODURO CON AMIDO 816N rotolo 5mt MACHEREY-NAGEL |
|  | CM0090603 | Cartine qualitative CHLORTESMO 200 strisce MACHEREY-NAGEL |
|  | CM0090761 | Cartine qualitative SOLFURI rotolo 5mt MACHEREY-NAGEL |
|  | CM0090602 | Cartine qualitative PLUMBTESMO 40 strisce MACHEREY-NAGEL |
|  | CM0090612 | Cartine qualitative PHOSPHATESMO MI 50 strisce MACHEREY-NAGEL |
|  | CM0090728 | Cartine qualitative COBALTO 100 strisce MACHEREY-NAGEL |
|  | CM0090760 | Cartine qualitative OLIO 100 strisce MACHEREY-NAGEL |

| | Codice | VARIANTI Articolo |
|---|---------------------------|--|
|  | CM0090601 | Cartine qualitative CUPROTESMO 40 strisce MACHEREY-NAGEL |

Download

| Brochure |
|---|
|  |