

Cartine qualitative PIOMBO ACETATO rotolo 5mt MACHEREY-NAGEL



Caratteristiche

- PIOMBO ACETATO, rotolo da 5 metri

In presenza di idrogeno soforato (H₂S) la cartina bianca diventa marrone nera per formazione di solfuro di piombo nero.

Per concentrazioni basse di idrogeno solforato la colorazione è marrone.

- Limiti di sensibilità: 1 goccia di soluzione con 5 mg/l di solfuro (S₂⁻) forma un anello marrone che è appena visibile.

Codice Articolo: CM0090744

Breve descrizione del prodotto:

Cartine qualitative PIOMBO ACETATO rotolo 5 mt MACHEREY-NAGEL

Descrizione

Cartine Analitiche - Qualitative

Cartine utili per determinazioni qualitative di ioni e composti chimici.

Forniscono l'informazione sulla presenza, al di sopra di un determinato limite di rilevabilità, di un determinato componente.

	Codice	VARIANTI Articolo
	<u>SON0069560</u>	Cartine qualitative CUPROTESMO 40pz MACHEREY-NAGEL
	<u>1046906020</u>	PLUMBTESMO 40 PZ MACHEREY-NAGEL
	<u>8046906120</u>	Phosphatesmo MI 50 PZ MACHEREY-NAGEL
	<u>CM0090724</u>	Cartine qualitative CROMO 200 strisce MACHEREY-NAGEL
	<u>CM0090732</u>	Cartine qualitative ARGENTO 200 strisce MACHEREY-NAGEL
	<u>CM0090754</u>	Cartine qualitative POTASSIO IODURO CON AMIDO 816N rotolo 5mt MACHEREY-NAGEL
	<u>CM0090603</u>	Cartine qualitative CHLORTESMO 200 strisce MACHEREY-NAGEL
	<u>CM0090761</u>	Cartine qualitative SOLFURI rotolo 5mt MACHEREY-NAGEL
	<u>CM0090602</u>	Cartine qualitative PLUMBTESMO 40 strisce MACHEREY-NAGEL
	<u>CM0090612</u>	Cartine qualitative PHOSPHATESMO MI 50 strisce MACHEREY-NAGEL
	<u>CM0090728</u>	Cartine qualitative COBALTO 100 strisce MACHEREY-NAGEL
	<u>CM0090760</u>	Cartine qualitative OLIO 100 strisce MACHEREY-NAGEL

	Codice	VARIANTI Articolo
	<u>CM0090601</u>	Cartine qualitative CUPROTESMO 40 strisce MACHEREY-NAGEL

Download

Brochure

