

Catalizzatore con ventilatore NABERTHERM



I componenti organici vengono puliti cataliticamente a circa 600 ° C, suddivisi in anidride carbonica e vapore acqueo.

Gli odori irritanti vengono quindi ampiamente eliminati.

I controller B500 – P580 possono essere utilizzati per commutare automaticamente il catalizzatore (non per i modelli L(T) 9/14, L(T) 15 .., L 1/12, LE 1/11, LE 2/11). *

* N.B. : Se si utilizzano altri controller è necessario ordinare anche un cavo adattatore per il collegamento a una presa separata. L'apparecchio si attiva inserendo la spina.

Codice Articolo: 6000137641

Breve descrizione del prodotto:

Catalizzatore con ventilatore NABERTHERM