

## Densimetro 1,400-1,600 senza termometro AMARELL (H801368)



Densimetri per liquidi più leggeri o più pesanti dell'acqua, tarati a 20° C. Disponibili con vari intervalli di scala senza e con termometro



**Codice Articolo:** 02.2400.33











### Breve descrizione del prodotto:













Densimetro scala 1.400/1.600 zavorra piombo senza termometro













### Informazioni aggiuntive:







- Scala (g/ml): 1,400÷1,600
- Modello: senza termometro

	<b>Codice</b>	<b>VARIANTI Articolo</b>
	<a href="#">02.2405.33</a>	Densimetro 1,600-1,800 senza termometro AMARELL (H801370)
	<a href="#">02.2410.33</a>	Densimetro 1,800-2,000 senza termometro AMARELL (H801372)

	<b>Codice</b>	<b>VARIANTI Articolo</b>
	<a href="#">02.2450.80</a>	Densimetro 0,600-0,700 con termometro AMARELL (H809730-FL)
	<a href="#">02.2490.33</a>	Densimetro 1,800-1,900 con termometro AMARELL (H809754-FL)
	<a href="#">02.2495.33</a>	Densimetro 1,900-2,000 con termometro AMARELL (H809756-FL)
	<a href="#">02.2520.33</a>	Densimetro 1,800-2,000 con termometro AMARELL (H801502-FL)
	<a href="#">02.2510.33</a>	Densimetro 1,400-1,600 con termometro AMARELL (H801498-FL)
	<a href="#">02.2495.81</a>	Densimetro 0,700-2,000 senza termometro AMARELL (H801800)
	<a href="#">02.2330.80</a>	Densimetro 0,600-0,700 senza termometro AMARELL (H809600)
	<a href="#">02.2330.82</a>	Densimetro 0,700-0,800 senza termometro AMARELL (H809602)
	<a href="#">02.2330.84</a>	Densimetro 0.800-0.900 senza termometro AMARELL (H809604)
	<a href="#">02.2330.86</a>	Densimetro 0,900-1,000 senza termometro type M100-090 AMARELL (H809606)

	<b>Codice</b>	<b>VARIANTI Articolo</b>
	<a href="#">02.2330.88</a>	Densimetro 1,000-1,100 senza termometro AMARELL (H809608)
	<a href="#">02.2340.33</a>	Densimetro 1,100-1,200 senza termometro AMARELL (H809610)
	<a href="#">02.2345.33</a>	Densimetro 1,200-1,300 senza termometro type M100-120 AMARELL (H809612)
	<a href="#">02.2350.33</a>	Densimetro 1,300-1,400 senza termometro AMARELL (H809614)
	<a href="#">02.2355.33</a>	Densimetro 1,400-1,500 senza termometro AMARELL (H809616)
	<a href="#">02.2360.33</a>	Densimetro 1,500-1,600 senza termometro AMARELL (H809618)
	<a href="#">02.2365.33</a>	Densimetro 1,600-1,700 senza termometro AMARELL (H809620)
	<a href="#">02.2370.33</a>	Densimetro 1,700-1,800 senza termometro AMARELL (H809622)
	<a href="#">02.2375.33</a>	Densimetro 1,800-1,900 senza termometro AMARELL (H809624)
	<a href="#">02.2380.33</a>	Densimetro 1,900-2,000 senza termometro AMARELL (H809626)
	<a href="#">02.2390.80</a>	Densimetro 0,600-0,800 senza termometro AMARELL (H801360)
	<a href="#">02.2390.84</a>	Densimetro 0,800-1,000 senza termometro AMARELL (H801362)

	<b>Codice</b>	<b>VARIANTI Articolo</b>
	<a href="#">02.2390.88</a>	Densimetro 1,000-1,200 senza termometro AMARELL (H801364)
	<a href="#">02.2395.33</a>	Densimetro 1,200-1,400 senza termometro AMARELL (H801366)
	<a href="#">02.2450.82</a>	Densimetro 0,700-0,800 con termometro AMARELL (H809732-FL)
	<a href="#">02.2450.84</a>	Densimetro 0,800-0,900 con termometro AMARELL (H809734-FL)
	<a href="#">02.2450.86</a>	Densimetro 0,900-1,000 con termometro M100/Th-090 AMARELL (H809736-FL)
	<a href="#">02.2450.88</a>	Densimetro 1,000-1,100 con termometro AMARELL (H809738-FL)
	<a href="#">02.2455.33</a>	Densimetro 1,000-1,200 con termometro M100/Th-110 AMARELL (H809740-FL)
	<a href="#">02.2460.33</a>	Densimetro 1,200-1,300 con termometro AMARELL (H809742-FL)
	<a href="#">02.2465.33</a>	Densimetro 1,300-1,400 con termometro AMARELL (H809744-FL)
	<a href="#">02.2470.33</a>	Densimetro 1,400-1,500 con termometro AMARELL (H809746-FL)
	<a href="#">02.2475.33</a>	Densimetro 1,500-1,600 con termometro AMARELL (H809748-FL)
	<a href="#">02.2480.33</a>	Densimetro 1,600-1,700 con termometro AMARELL (H809750-FL)

	<b>Codice</b>	<b>VARIANTI Articolo</b>
	<a href="#">02.2485.33</a>	Densimetro 1,700-1,800 con termometro AMARELL (H809752-FL)
	<a href="#">02.2500.80</a>	Densimetro 0,600-0,800 con termometro AMARELL (H801490-FL)
	<a href="#">02.2500.84</a>	Densimetro 0,800-1,000 con termometro AMARELL (H801492-FL)
	<a href="#">02.2500.88</a>	Densimetro 1,000-1,200 con termometro AMARELL (H801494-FL)
	<a href="#">02.2505.33</a>	Densimetro 1,200-1,400 con termometro AMARELL (H801496-FL)
	<a href="#">02.2515.33</a>	Densimetro 1,600-1,800 con termometro AMARELL (H801500-FL)