

## **FILTRI X SIRINGA GD/X RC 25 MM 0,2 $\mu$ m 150 PZ WHATMAN**



Caratteristiche principali: I filtri GD/X sono concepiti specificamente per campioni con un elevato carico di particolato. Hanno un alloggiamento in polipropilene privo di pigmenti e un prefiltra multistrato, costituito da un filtro GMF 150 Whatman (densità graduale) e un filtro GF/F in microfibra di vetro. Sono in grado di escludere la contaminazione del campione e consentono di filtrare anche i campioni più difficili, applicando una minore pressione manuale. I prefiltri GMF 150 e GF/F sono costituiti al 100% di microfibra di vetro borosilicato. Il filtro GMF 150 a densità graduale ha uno strato grossolano superiore ingranato con uno strato fine sottostante che trattiene particelle fino a 1 $\mu$ m. Il successivo filtro GF/F trattiene particelle fino a 0,7 $\mu$ m. Dopo il prefiltra multistrato è posta una membrana finale. Possono processare campioni di volume da tre a sette volte superiore rispetto alle membrane non protette. La struttura del filtro GD/X garantisce un'eccezionale capacità di carico, consentendo un'elevata velocità di filtrazione, prevenendo la formazione di una contropressione che è causata tipicamente dall'intasamento di una membrana non protetta. Disponibili in versione sterile. .

**Codice Articolo:** 05.8847.99

### **Breve descrizione del prodotto:**

Filtri per siringa WHATMAN GD/X RC Ø 25 mm porosità 0,2  $\mu$ m conf. 150

### **Informazioni aggiuntive:**

- Porosità ( $\mu$ m) g: 0,2
- Diametro (mm): 25

- Materiale: RC
- Sterile: No
- Confezione (pezzi): 150


	<b>Codice</b>	<b>VARIANTI Articolo</b>
	<a href="#">05.0025.02</a>	FILTRI X SIRINGA GD/X PVDF 25 MM 0,2µm 50 PZ STERILE WHATMAN
	<a href="#">05.0025.04</a>	FILTRI X SIRINGA GD/X PVDF 25 MM 0,45µm 50 PZ STERILE WHATMAN
	<a href="#">05.7125.02</a>	FILTRI X SIRINGA GD/X NYLON 25 MM 0,2µm 1500 PZ WHATMAN
	<a href="#">05.7213.02</a>	FILTRI X SIRINGA GD/X PVDF 13 MM 0,2µm 150 PZ WHATMAN
	<a href="#">05.7225.02</a>	FILTRI X SIRINGA GD/X PVDF 25 MM 0,2µm 150 PZ WHATMAN
	<a href="#">05.7325.04</a>	FILTRI X SIRINGA GD/X PVDF 25 MM 0,45µm 1500 PZ WHATMAN
	<a href="#">05.7425.04</a>	FILTRI X SIRINGA GD/X PTFE 25 MM 0.45um 150 PZ WHATMAN
	<a href="#">05.7525.04</a>	FILTRI X SIRINGA GD/X PTFE 25 MM 0,45µm 1500 PZ WHATMAN
	<a href="#">05.7613.02</a>	FILTRI X SIRINGA GD/X PES 13 MM 0,2µm 150 PZ WHATMAN
	<a href="#">05.7625.02</a>	FILTRI X SIRINGA GD/X PES 25 MM 0,2µm 150 PZ WHATMAN
	<a href="#">05.7625.04</a>	FILTRI X SIRINGA GD/X PES 25 MM 0,45µm 150 PZ WHATMAN
	<a href="#">05.8013.03</a>	FILTRI X SIRINGA GD/X CA 13 MM 0,2µm 150 PZ WHATMAN
	<a href="#">05.8013.04</a>	FILTRI X SIRINGA GD/X CA 13 MM 0,45µm 150 PZ WHATMAN
	<a href="#">05.8025.03</a>	FILTRI X SIRINGA GD/X CA 25 MM 0,2µm 150 PZ WHATMAN

	<b>Codice</b>	<b>VARIANTI Articolo</b>
	<a href="#">05.8125.04</a>	FILTRI X SIRINGA GD/X CA 25 MM 0,45µm 1500 PZ WHATMAN
	<a href="#">05.8182.99</a>	FILTRI X SIRINGA GD/X NYLON 25 MM 5,0µm 150 PZ WHATMAN
	<a href="#">05.8183.99</a>	FILTRI X SIRINGA GD/X NYLON 13 MM 0,2µm 1500 PZ WHATMAN
	<a href="#">05.8184.99</a>	FILTRI X SIRINGA GD/X NYLON 13 MM 0,45µm 1500 PZ WHATMAN
	<a href="#">05.8186.99</a>	FILTRI X SIRINGA GD/X PVDF 13 MM 0,45µm 1500 PZ WHATMAN
	<a href="#">05.8187.99</a>	FILTRI X SIRINGA GD/X PVDF 25 MM 0,2µm 1500 PZ WHATMAN
	<a href="#">05.8188.99</a>	FILTRI X SIRINGA GD/X PTFE 13 MM 0,2µm 1500 PZ WHATMAN
	<a href="#">05.8189.99</a>	FILTRI X SIRINGA GD/X PTFE 13 MM 0,45µm 1500 PZ WHATMAN
	<a href="#">05.8190.99</a>	FILTRI X SIRINGA GD/X PTFE 25 MM 0,2µm 1500 PZ WHATMAN
	<a href="#">05.8191.99</a>	FILTRI X SIRINGA GD/X PES 13 MM 0,45µm 150 PZ WHATMAN
	<a href="#">05.8197.99</a>	FILTRI X SIRINGA GD/X GF/F 25 MM 0,7µm 150 PZ WHATMAN
	<a href="#">05.8198.99</a>	FILTRI X SIRINGA GD/X GF/F 25 MM 0,7µm 1500 PZ WHATMAN
	<a href="#">05.8202.99</a>	FILTRI X SIRINGA GD/X GMF 25 MM 0,45µm 50 PZ STERILE WHATMAN
	<a href="#">05.8203.99</a>	FILTRI X SIRINGA GD/X PES 25 MM 0,2µm 1500 PZ WHATMAN
	<a href="#">05.8204.99</a>	FILTRI X SIRINGA GD/X PES 25 MM 0,45µm 1500 PZ WHATMAN
	<a href="#">05.8206.99</a>	FILTRI X SIRINGA GD/X NYLON 25 MM 0,45µm 150 PZ WHATMAN

	<b>Codice</b>	<b>VARIANTI Articolo</b>
	<a href="#">05.8213.16</a>	FILTRI X SIRINGA GD/X GF/A 13 MM 1,6µm 1500 PZ WHATMAN
	<a href="#">05.8225.16</a>	FILTRI X SIRINGA GD/X GF/A 25 MM 1,6µm 150 PZ WHATMAN
	<a href="#">05.8413.20</a>	FILTRI X SIRINGA GD/X GF/B 13 MM 1,0µm 150 PZ WHATMAN
	<a href="#">05.8425.25</a>	FILTRI X SIRINGA GD/X GF/B 25 MM 1,0µm 150 PZ WHATMAN
	<a href="#">05.8825.27</a>	FILTRI X SIRINGA GD/X GF/D 25 MM 2,7µm 150 PZ WHATMAN
	<a href="#">05.8848.99</a>	FILTRI X SIRINGA GD/X RC 25 MM 0,45µm 150 PZ WHATMAN
	<a href="#">05.8849.99</a>	FILTRI X SIRINGA GD/X RC 25 MM 0,45µm 1500 PZ WHATMAN
	<a href="#">05.9413.04</a>	FILTRI X SIRINGA GD/X GMF 13 MM 0,45µm 150 PZ WHATMAN
	<a href="#">05.9525.04</a>	FILTRI X SIRINGA GD/X GMF 25 MM 0,45µm 1500 PZ WHATMAN
	<a href="#">05.9625.04</a>	FILTRI X SIRINGA GD/X PES 25 MM 0,45µm 50 PZ STERILE WHATMAN
	<a href="#">05.7013.02</a>	FILTRI X SIRINGA GD/X NYLON 13 MM 0,2um 150 PZ WHATMAN
	<a href="#">05.7013.04</a>	FILTRI X SIRINGA GD/X NYLON 13 MM 0,45um 150 PZ WHATMAN
	<a href="#">05.7025.02</a>	FILTRI X SIRINGA GD/X NYLON 25 MM 0,2um 150 PZ WHATMAN
	<a href="#">05.7225.04</a>	FILTRI X SIRINGA GD/X PVDF 25 MM 0,45um 150 PZ WHATMAN

	<b>Codice</b>	<b>VARIANTI Articolo</b>
	<a href="#">05.7213.04</a>	FILTRI X SIRINGA GD/X PVDF 13 MM 0,45um 150 PZ WHATMAN
	<a href="#">05.7413.02</a>	FILTRI X SIRINGA GD/X PTFE 13 MM 0,2um 150 PZ WHATMAN
	<a href="#">05.7413.04</a>	FILTRI X SIRINGA GD/X PTFE 13 MM 0,45um 150 PZ WHATMAN
	<a href="#">05.7425.02</a>	FILTRI X SIRINGA GD/X PTFE 25 MM 0,2um 150 PZ WHATMAN
	<a href="#">05.8025.05</a>	FILTRI X SIRINGA GD/X CA 25 MM 0,45um 150 PZ WHATMAN
	<a href="#">05.9025.07</a>	FILTRI X SIRINGA GD/X GF/F 25 MM 0,7um 150 PZ WHATMAN
	<a href="#">05.9425.04</a>	FILTRI X SIRINGA GD/X GMF 25 MM 0,45um 150 PZ WHATMAN
	<a href="#">05.9625.02</a>	FILTRI X SIRINGA GD/X PES 25 MM 0,2um 50 PZ STERILE WHATMAN
	<a href="#">05.0125.02</a>	FILTRI X SIRINGA GD/X CA 25 MM 0,2um 50 PZ STERILE WHATMAN
	<a href="#">05.0125.04</a>	FILTRI X SIRINGA GD/X CA 25 MM 0,45um 50 PZ STERILE WHATMAN
	<a href="#">05.7125.04</a>	FILTRI X SIRINGA GD/X NYLON 25 MM 0,45um 1500 PZ WHATMAN
	<a href="#">05.8625.12</a>	FILTRI X SIRINGA GD/X NYLON 25 MM 1,2um 150 PZ WHATMAN

---

	<b>Codice</b>	<b>VARIANTI Articolo</b>
	<a href="#">05.8199.99</a>	FILTRI X SIRINGA GD/X 934H 25MM 1,5µm 150 PZ WHATMAN