

FILTRI X SIRINGA GD/X GMF 25 MM 0,45 μ m 1500 PZ WHATMAN



Caratteristiche principali: I filtri GD/X sono concepiti specificamente per campioni con un elevato carico di particolato. Hanno un alloggiamento in polipropilene privo di pigmenti e un prefiltra multistrato, costituito da un filtro GMF 150 Whatman (densità graduale) e un filtro GF/F in microfibra di vetro. Sono in grado di escludere la contaminazione del campione e consentono di filtrare anche i campioni più difficili, applicando una minore pressione manuale. I prefiltri GMF 150 e GF/F sono costituiti al 100% di microfibra di vetro borosilicato. Il filtro GMF 150 a densità graduale ha uno strato grossolano superiore ingranato con uno strato fine sottostante che trattiene particelle fino a 1 μ m. Il successivo filtro GF/F trattiene particelle fino a 0,7 μ m. Dopo il prefiltra multistrato è posta una membrana finale. Possono processare campioni di volume da tre a sette volte superiore rispetto alle membrane non protette. La struttura del filtro GD/X garantisce un'eccezionale capacità di carico, consentendo un'elevata velocità di filtrazione, prevenendo la formazione di una contropressione che è causata tipicamente dall'intasamento di una membrana non protetta. Disponibili in versione sterile. .

Codice Articolo: 05.9525.04

Breve descrizione del prodotto:

FILTRI SIRINGA GD/X MICROFIBRA DI VETRO DIAM.MM. 25 POROSITA' 0,45 μ m CF 1500

Informazioni aggiuntive:

- Porosità (μ m) g: 0,45
- Diametro (mm): 25
- Materiale: Fibra di vetro GMF150 senza prefiltra GF/F
- Sterile: No
- Confezione (pezzi): 1500

	Codice	VARIANTI Articolo
	05.0025.02	FILTRI X SIRINGA GD/X PVDF 25 MM 0,2µm 50 PZ STERILE WHATMAN
	05.0025.04	FILTRI X SIRINGA GD/X PVDF 25 MM 0,45µm 50 PZ STERILE WHATMAN
	05.7125.02	FILTRI X SIRINGA GD/X NYLON 25 MM 0,2µm 1500 PZ WHATMAN
	05.7213.02	FILTRI X SIRINGA GD/X PVDF 13 MM 0,2µm 150 PZ WHATMAN
	05.7225.02	FILTRI X SIRINGA GD/X PVDF 25 MM 0,2µm 150 PZ WHATMAN
	05.7325.04	FILTRI X SIRINGA GD/X PVDF 25 MM 0,45µm 1500 PZ WHATMAN
	05.7425.04	FILTRI X SIRINGA GD/X PTFE 25 MM 0.45um 150 PZ WHATMAN
	05.7525.04	FILTRI X SIRINGA GD/X PTFE 25 MM 0,45µm 1500 PZ WHATMAN
	05.7613.02	FILTRI X SIRINGA GD/X PES 13 MM 0,2µm 150 PZ WHATMAN
	05.7625.02	FILTRI X SIRINGA GD/X PES 25 MM 0,2µm 150 PZ WHATMAN
	05.7625.04	FILTRI X SIRINGA GD/X PES 25 MM 0,45µm 150 PZ WHATMAN
	05.8013.03	FILTRI X SIRINGA GD/X CA 13 MM 0,2µm 150 PZ WHATMAN
	05.8013.04	FILTRI X SIRINGA GD/X CA 13 MM 0,45µm 150 PZ WHATMAN
	05.8025.03	FILTRI X SIRINGA GD/X CA 25 MM 0,2µm 150 PZ WHATMAN
	05.8125.04	FILTRI X SIRINGA GD/X CA 25 MM 0,45um 1500 PZ WHATMAN
	05.8182.99	FILTRI X SIRINGA GD/X NYLON 25 MM 5,0µm 150 PZ WHATMAN

	Codice	VARIANTI Articolo
	05.8183.99	FILTRI X SIRINGA GD/X NYLON 13 MM 0,2µm 1500 PZ WHATMAN
	05.8184.99	FILTRI X SIRINGA GD/X NYLON 13 MM 0,45µm 1500 PZ WHATMAN
	05.8186.99	FILTRI X SIRINGA GD/X PVDF 13 MM 0,45µm 1500 PZ WHATMAN
	05.8187.99	FILTRI X SIRINGA GD/X PVDF 25 MM 0,2µm 1500 PZ WHATMAN
	05.8188.99	FILTRI X SIRINGA GD/X PTFE 13 MM 0,2µm 1500 PZ WHATMAN
	05.8189.99	FILTRI X SIRINGA GD/X PTFE 13 MM 0,45µm 1500 PZ WHATMAN
	05.8190.99	FILTRI X SIRINGA GD/X PTFE 25 MM 0,2µm 1500 PZ WHATMAN
	05.8191.99	FILTRI X SIRINGA GD/X PES 13 MM 0,45µm 150 PZ WHATMAN
	05.8197.99	FILTRI X SIRINGA GD/X GF/F 25 MM 0,7µm 150 PZ WHATMAN
	05.8198.99	FILTRI X SIRINGA GD/X GF/F 25 MM 0,7µm 1500 PZ WHATMAN
	05.8202.99	FILTRI X SIRINGA GD/X GMF 25 MM 0,45µm 50 PZ STERILE WHATMAN
	05.8203.99	FILTRI X SIRINGA GD/X PES 25 MM 0,2µm 1500 PZ WHATMAN
	05.8204.99	FILTRI X SIRINGA GD/X PES 25 MM 0,45µm 1500 PZ WHATMAN
	05.8206.99	FILTRI X SIRINGA GD/X NYLON 25 MM 0,45µm 150 PZ WHATMAN
	05.8213.16	FILTRI X SIRINGA GD/X GF/A 13 MM 1,6µm 1500 PZ WHATMAN
	05.8225.16	FILTRI X SIRINGA GD/X GF/A 25 MM 1,6µm 150 PZ WHATMAN

	Codice	VARIANTI Articolo
	05.8413.20	FILTRI X SIRINGA GD/X GF/B 13 MM 1,0µm 150 PZ WHATMAN
	05.8425.25	FILTRI X SIRINGA GD/X GF/B 25 MM 1,0µm 150 PZ WHATMAN
	05.8825.27	FILTRI X SIRINGA GD/X GF/D 25 MM 2,7µm 150 PZ WHATMAN
	05.8847.99	FILTRI X SIRINGA GD/X RC 25 MM 0,2µm 150 PZ WHATMAN
	05.8848.99	FILTRI X SIRINGA GD/X RC 25 MM 0,45µm 150 PZ WHATMAN
	05.8849.99	FILTRI X SIRINGA GD/X RC 25 MM 0,45µm 1500 PZ WHATMAN
	05.9413.04	FILTRI X SIRINGA GD/X GMF 13 MM 0,45µm 150 PZ WHATMAN
	05.9625.04	FILTRI X SIRINGA GD/X PES 25 MM 0,45µm 50 PZ STERILE WHATMAN
	05.7013.02	FILTRI X SIRINGA GD/X NYLON 13 MM 0,2um 150 PZ WHATMAN
	05.7013.04	FILTRI X SIRINGA GD/X NYLON 13 MM 0,45um 150 PZ WHATMAN
	05.7025.02	FILTRI X SIRINGA GD/X NYLON 25 MM 0,2um 150 PZ WHATMAN
	05.7225.04	FILTRI X SIRINGA GD/X PVDF 25 MM 0,45um 150 PZ WHATMAN
	05.7213.04	FILTRI X SIRINGA GD/X PVDF 13 MM 0,45um 150 PZ WHATMAN

	Codice	VARIANTI Articolo
	05.7413.02	FILTRI X SIRINGA GD/X PTFE 13 MM 0,2um 150 PZ WHATMAN
	05.7413.04	FILTRI X SIRINGA GD/X PTFE 13 MM 0,45um 150 PZ WHATMAN
	05.7425.02	FILTRI X SIRINGA GD/X PTFE 25 MM 0,2um 150 PZ WHATMAN
	05.8025.05	FILTRI X SIRINGA GD/X CA 25 MM 0,45um 150 PZ WHATMAN
	05.9025.07	FILTRI X SIRINGA GD/X GF/F 25 MM 0,7um 150 PZ WHATMAN
	05.9425.04	FILTRI X SIRINGA GD/X GMF 25 MM 0,45um 150 PZ WHATMAN
	05.9625.02	FILTRI X SIRINGA GD/X PES 25 MM 0,2um 50 PZ STERILE WHATMAN
	05.0125.02	FILTRI X SIRINGA GD/X CA 25 MM 0,2um 50 PZ STERILE WHATMAN
	05.0125.04	FILTRI X SIRINGA GD/X CA 25 MM 0,45um 50 PZ STERILE WHATMAN
	05.7125.04	FILTRI X SIRINGA GD/X NYLON 25 MM 0,45um 1500 PZ WHATMAN
	05.8625.12	FILTRI X SIRINGA GD/X NYLON 25 MM 1,2um 150 PZ WHATMAN
	05.8199.99	FILTRI X SIRINGA GD/X 934H 25MM 1,5µm 150 PZ WHATMAN

