

FILTRI X SIRINGA PURADISC 13 PTFE 5,0 μ m 100 PZ WHATMAN



Caratteristiche principali filtri per siringa Whatman Puradisc: Associano qualità superiore ed economicità. Prodotti in polipropilene privo di pigmenti (polycarbonato per Puradisc FP e Aqua30). Hanno connettori di entrata (Luer Lock femmina) e uscita (Luer maschio) standard (salvo diversa specifica). Disponibili versioni in blister di grado medicale sterili per applicazioni critiche, nonché con un apposito tubetto di uscita per dispensare con accuratezza il campione in microvial, eliminando blocchi d'aria. La chiusura senza materiali adesivi elimina eventuali contaminazioni del campione. Possono filtrare campioni fino a 10 ml, hanno un piccolo volume morto (< 25 ul) e sono disponibili con tubetto di uscita (opzionale).

Codice Articolo: 05.8235.99

Breve descrizione del prodotto:

Filtri per siringa WHATMAN PURADISC PTFE Ø 13 mm porosità 5 µm conf. 100

Informazioni aggiuntive:

- Confezione (pezzi): 100
- Porosità (μ m) g: 5
- Diametro (mm): 13
- Materiale: PTFE
- Sterile: No
- Tubetto di uscita: No

	Codice	VARIANTI Articolo
	05.8225.99	FILTRI X SIRINGA PURADISC 13 PVDF 0,45µm 2000 PZ WHATMAN
	05.8227.99	FILTRI X SIRINGA PURADISC 13 PTFE 0,45µm 2000 PZ WHATMAN
	05.8413.01	FILTRI X SIRINGA PURADISC 13 PTFE 0,1µm 100 PZ WHATMAN
	05.8413.10	FILTRI X SIRINGA PURADISC 13 PTFE 1,0µm 100 PZ WHATMAN
	05.8230.99	FILTRI X SIRINGA PURADISC 13 CA 0,45µm 100 PZ WHATMAN
	05.8232.99	FILTRI X SIRINGA PURADISC 13 PES 0,45µm STERILE 50 PZ WHATMAN
	05.8241.99	FILTRI X SIRINGA PURADISC 13 NYLON 0,1µm 100 PZ WHATMAN
	05.8841.99	FILTRI X SIRINGA PURADISC 13 RC 0,2µm 100 PZ WHATMAN
	05.8113.04	FILTRI X SIRINGA PURADISC 13 PES 0,45µm 500 PZ WHATMAN
	05.8850.99	FILTRI X SIRINGA PURADISC 13 RC 0,2µm 500 PZ WHATMAN
	05.8851.99	FILTRI X SIRINGA PURADISC 13 RC 0,45µm 100 PZ WHATMAN
	05.8852.99	FILTRI X SIRINGA PURADISC 13 RC 0,45µm 500 PZ WHATMAN

	Codice	VARIANTI Articolo
	05.8853.99	FILTRI X SIRINGA PURADISC 25 RC 0,2µm 1000 PZ WHATMAN
	05.8854.99	FILTRI X SIRINGA PURADISC 25 RC 0,2um 200 PZ WHATMAN
	05.8855.99	FILTRI X SIRINGA PURADISC 25 RC 0,2µm 50 PZ WHATMAN
	05.7513.02	FILTRI X SIRINGA PURADISC 13 PTFE 0,2µm 50 PZ C/TUBETTO DI USCITA WHATMAN
	05.7513.04	FILTRI X SIRINGA PURADISC 13 PTFE 0,45µm C/TUBETTO DI USCITA 50 PZ WHATMAN
	05.8213.02	FILTRI X SIRINGA PURADISC 13 PES 0,2µm 100 PZ WHATMAN
	05.9113.04	FILTRI X SIRINGA PURADISC 13 PVDF 0,45µm STERILE 50 PZ WHATMAN
	05.8213.04	FILTRI X SIRINGA PURADISC 13 PES 0,45µm 100 PZ WHATMAN
	05.9213.02	FILTRI X SIRINGA PURADISC 13 PVDF 0,2µm 500 PZ WHATMAN
	05.8226.99	FILTRI X SIRINGA PURADISC 13 PTFE 0,2µm 2000 PZ WHATMAN
	05.8413.02	FILTRI X SIRINGA PURADISC 13 PTFE 0,2um 100 PZ WHATMAN
	05.7913.04	FILTRI X SIRINGA PURADISC 13 PVDF 0,45um 100 PZ WHATMAN

	Codice	VARIANTI Articolo
	05.7713.02	FILTRI X SIRINGA PURADISC 13 PVDF 0,2µm 50 PZ WHATMAN
	05.8013.02	FILTRI X SIRINGA PURADISC 13 PES 0,2um 50 PZ STERILE WHATMAN
	05.8313.02	FILTRI X SIRINGA PURADISC 13 PTFE 0,2µm 500 PZ WHATMAN
	05.7713.04	FILTRI X SIRINGA PURADISC 13 PVDF 0,45µm C/TUBETTO DI USCITA 50 PZ WHATMAN
	05.8313.04	FILTRI X SIRINGA PURADISC 13 PTFE 0,45µm 500 PZ WHATMAN
	05.8244.99	FILTRI X SIRINGA PURADISC 13 PVDF 0,2um 50 PZ STERILE WHATMAN
	05.7913.02	FILTRI X SIRINGA PURADISC 13 PVDF 0,2µm 100 PZ WHATMAN
	05.8413.04	FILTRI X SIRINGA PURADISC 13 NYLON 0,45 um 100 PZ WHATMAN
	05.9213.04	FILTRI X SIRINGA PURADISC 13 PVDF 0,45um 500 PZ WHATMAN
	05.8224.99	FILTRI X SIRINGA PURADISC 13 PVDF 0,2µm 2000 PZ WHATMAN