

FILTRI X SIRINGA PURADISC 25 PVDF 0,45 μ m 500 PZ WHATMAN



Caratteristiche principali filtri per siringa Whatman Puradisc: Associano qualità superiore ed economicità. Prodotti in polipropilene privo di pigmenti (policarbonato per Puradisc FP e Aqua30). Hanno connettori di entrata (Luer Lock femmina) e uscita (Luer maschio) standard (salvo diversa specifica). Disponibili versioni in blister di grado medicale sterili per applicazioni critiche, nonché con un apposito tubetto di uscita per dispensare con accuratezza il campione in microvial, eliminando blocchi d'aria. La chiusura senza materiali adesivi elimina eventuali contaminazioni del campione. Possono filtrare campioni fino a 100 ml e hanno un piccolo volume morto. .

Codice Articolo: 05.8212.99

Breve descrizione del prodotto:

Filtri per siringa WHATMAN PURADISC PVDF Ø 25 mm porosità 0,45 µm conf. 50



Informazioni aggiuntive:

- Confezione (pezzi): 50
- Porosità (μ m) g: 0,45
- Diametro (mm): 25
- Materiale: PVDF
- Sterile: No
- Tubetto di uscita: No

| | Codice | VARIANTI Articolo |
|---|----------------------------|--|
|  | 05.8342.99 | FILTRI X SIRINGA PURADISC 25 PES 0,45µm 200 PZ WHATMAN |
|  | 05.8425.02 | FILTRI X SIRINGA PURADISC 25 PTFE 0,2µm 50 PZ WHATMAN |
|  | 05.8425.10 | FILTRI X SIRINGA PURADISC 25 PTFE 1µm 50 PZWHATMAN (SENZA TUBETTO) |
|  | 05.8425.01 | FILTRI X SIRINGA PURADISC 25 PTFE 0,1µm 50 PZ WHATMAN |
|  | 05.5025.02 | FILTRI X SIRINGA PURADISC 25 NYLON 0,2µm 50 PZ WHATMAN |
|  | 05.8240.99 | FILTRI X SIRINGA PURADISC 25 GF/F 0,7µm 1000 PZ WHATMAN |
|  | 05.8025.04 | FILTRI X SIRINGA PURADISC 25 PES 0,45µm 50 PZ STERILE WHATMAN |
|  | 05.8248.99 | FILTRI X SIRINGA PURADISC 25 GD1 1,0µm 1000 PZ WHATMAN |
|  | 05.5125.02 | FILTRI X SIRINGA PURADISC 25 NYLON 0,2µm 200 PZ WHATMAN |
|  | 05.8025.10 | FILTRI X SIRINGA PURADISC 25 PES 1,0µm 50 PZ STERILE WHATMAN |
|  | 05.8250.99 | FILTRI X SIRINGA PURADISC 25 PES 0,2µm 1000 PZ WHATMAN |
|  | 05.5125.04 | FILTRI X SIRINGA PURADISC 25 NYLON 0,45µm 200 PZ WHATMAN |

| | Codice | VARIANTI Articolo |
|---|----------------------------|---|
|  | 05.8251.99 | FILTRI X SIRINGA PURADISC 25 PES 0,45µm 1000 PZ WHATMAN |
|  | 05.5325.02 | FILTRI X SIRINGA PURADISC 25 NYLON 0,2µm 1000 PZ WHATMAN |
|  | 05.8252.99 | FILTRI X SIRINGA PURADISC 25 PES 1,0µm 1000 PZ WHATMAN |
|  | 05.5325.04 | FILTRI X SIRINGA PURADISC 25 NYLON 0,45µm 1000 PZ WHATMAN |
|  | 05.8525.02 | FILTRI X SIRINGA PURADISC 25 PTFE 0,2µm 200 PZ WHATMAN |
|  | 05.8256.99 | FILTRI X SIRINGA PURADISC 25 PTFE 0,1µm 1000 PZ WHATMAN |
|  | 05.8257.99 | FILTRI X SIRINGA PURADISC 25 PTFE 0,2µm 1000 PZ WHATMAN |
|  | 05.8825.04 | FILTRI X SIRINGA PURADISC 25 PP 0,45µm 200 PZ WHATMAN |
|  | 05.8258.99 | FILTRI X SIRINGA PURADISC 25 PTFE 0,45µm 1000 PZ WHATMAN |
|  | 05.8259.99 | FILTRI X SIRINGA PURADISC 25 PTFE 1µm 1000 PZ WHATMAN |
|  | 05.8211.99 | FILTRI X SIRINGA PURADISC 25 PVDF 0,2µm 50 PZ WHATMAN |
|  | 05.8213.99 | FILTRI X SIRINGA PURADISC 25 PVDF 0,2µm 200 PZ WHATMAN |

| | Codice | VARIANTI Articolo |
|---|----------------------------|--|
|  | 05.8125.02 | FILTRI X SIRINGA PURADISC 25 PES 0,2µm 200 PZ WHATMAN |
|  | 05.8214.99 | FILTRI X SIRINGA PURADISC 25 PVDF 0,45µm 200 PZ WHATMAN |
|  | 05.8025.02 | FILTRI X SIRINGA PURADISC 25 PES 0.2um 50 PZ STERILE WHATMAN |
|  | 05.8215.99 | FILTRI X SIRINGA PURADISC 25 PVDF 0,45µm 1000 PZ WHATMAN |
|  | 05.5025.04 | FILTRI X SIRINGA PURADISC 25 NYLON 0,45 um 50 PZ WHATMAN |
|  | 05.8125.10 | FILTRI X SIRINGA PURADISC 25 PES 1,0µm 200 PZ WHATMAN |
|  | 05.8216.99 | FILTRI X SIRINGA PURADISC 25 NYLON 1,0µm 50 PZ WHATMAN |
|  | 05.8525.04 | FILTRI X SIRINGA PURADISC 25 PTFE 0,45um 200 PZ WHATMAN |
|  | 05.8217.99 | FILTRI X SIRINGA PURADISC 25 NYLON 1,0µm 200 PZ WHATMAN |
|  | 05.8218.99 | FILTRI X SIRINGA PURADISC 25 NYLON 0,45µm 500 PZ WHATMAN |
|  | 05.8234.99 | FILTRI X SIRINGA PURADISC 25 GD2 0,45um 100 PZ WHATMAN |
|  | 05.8219.99 | FILTRI X SIRINGA PURADISC 25 NYLON 1,0µm 1000 PZ WHATMAN |

| | Codice | VARIANTI Articolo |
|---|----------------------------|--|
|  | 05.8325.10 | FILTRI X SIRINGA PURADISC 25 GD1 1,0µm 100 PZ WHATMAN |
|  | 05.8425.04 | FILTRI X SIRINGA PURADISC 25 PTFE 0,45um 50 PZ WHATMAN |