

Incubatore FOC 120I Connect (F10400541) VELP



Codice Articolo: 22.9807.99

Breve descrizione del prodotto:

Incubatore FOC 120I Connect VELP

Informazioni aggiuntive:

- Volume (l): 109
- Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 230/50/120
- Campo di temperatura (° C): 3,0÷50,0
- Dimensioni esterne (LxPxH mm): 540x550x912
- Dimensioni interne (LxPxH mm): -
- display: Wi-Fi, 2 x RS485
- Peso (kg): 36
- Ripiani grigliati (forniti/max n): 2/2
- Accuratezza nel tempo a 37° C (° C): ±0,5
- Classe di sicurezza: -
- Uniformità nello spazio a 10 e 37° C (° C): -/±0,5

Descrizione

Termoregolazione e stabilità termica ai massimi livelli

- Il sistema di termoregolazione Auto-Tuning assicura un'ottima omogeneità e stabilità termica ($\pm 0,5^{\circ}\text{C}$)
 - Sistema di raffreddamento eco-friendly
- Porta trasparente interna per l'osservazione del campione senza disturbi
- Temperatura di incubazione e range di lavoro selezionabile da 3 a 50°C
- Temperatura uniforme grazie all'uso della ventilazione forzata
 - Bassi costi di esercizio



Affidabile e facile da usare

- Volume totale di 109 litri
- Prese interne per alimentare i dispositivi
- Interfaccia digitale intuitiva con tre tasti per facilitare l'impostazione dello strumento
- Accetta 2 sistemi respirometrici VELP (2 sensori BOD 6 o 1 sensore BOD 10)
- Monitoraggio costante secondo la BPL (Buona pratica di laboratorio)
- Recording time impostabile (con connessione a Ermes o TempSoft™)
- Soglie di allarme alto/basso tramite software opzionale TempSoft™
 - Calibrazione semplice e veloce

Controlla il tuo FOC Connect ovunque con VELP Ermes

Grazie a VELP Ermes non avrai più bisogno di cavi. La piattaforma riduce le operazioni di routine sui tuoi strumenti, permettendo il controllo in real-time del tuo FOC Connect ovunque ti trovi.

Accedi al log delle analisi per massimizzare la riproducibilità e la produttività. Notifiche e alert immediati ti manterranno informato sullo stato delle tue analisi e l'interruzione da remoto garantisce la massima sicurezza.

Tutti i dati sono accessibili in totale sicurezza con aggiornamenti software e assistenza immediata, senza necessità di tecnici specializzati.




Tieni sotto controllo il tuo FOC Connect con TEMPSoft™


Collegando il FOC Connect al PC tramite il software opzionale

TEMPSoft™ potrai:





- Controllare fino a **10 FOC Connect**
- Impostare rampe di temperatura e tempi con set point personalizzati e allarmi
- Monitorare graficamente l'andamento della temperatura interna
 - Esportare dati in diversi formati
- Memorizzare i dati secondo le **GLP (Good Laboratory Practice)**

Il FOC Connect supporta il protocollo di comunicazione **MODBUS**.

	Codice	VARIANTI Articolo
	22.8459.99	Frigotermostato FTC 120 (F10300305) VELP

	Codice	VARIANTI Articolo
	22.9809.99	Frigotermostato FOC 120E Connect (F10300540) VELP

Accessori

	Codice	ACCESSORI Articolo
	A00000221	Cavo di alimentazione multiplo EU VELP
	A00000404	TEMPSoft con cavo RS485 (1,8 m) VELP
	E00010012	Ermes Connessione 1 anno VELP
	E00010036	Ermes Connessione 3 anni VELP

Download

Brochure



Manuale d'uso



Tabelle comparative



Certificati

