

Incubatore FOC 200IL Connect illuminato VELP**Codice Articolo:** F10400544**Breve descrizione del prodotto:**

Incubatore FOC 200IL Connect Illuminato VELP

Descrizione

Termoregolazione e stabilità termica ai massimi livelli

- Il sistema di termoregolazione Auto-Tuning assicura un'ottima omogeneità e stabilità termica ($\pm 0,5^{\circ}\text{C}$)
- Sistema di raffreddamento eco-friendly
- Porta trasparente interna per l'osservazione del campione senza disturbi
- Temperatura di incubazione e range di lavoro selezionabile da 3 a 50°C
- Temperatura uniforme grazie all'uso della ventilazione forzata
 - Bassi costi di esercizio
- **Consigliato per:**
 - Crescita delle piante
 - Germinazione del seme
 - Coltivazione
 - Allevamento di piante, insetti e piccoli animali
 - Coltivazione di batteri
 - Studi di fermentazione
 - Esperimenti che richiedono temperatura e illuminazione costanti



Affidabile e facile da usare

- Timer per cicli di illuminazione personalizzabili
- 2 ripiani illuminati (30.000 lux per ripiano) con sei barre LED ciascuno
 - Volume totale di 169 litri
 - Prese interne per alimentare dispositivi
 - Interfaccia digitale intuitiva a tre tasti
 - Compatibile con 4 sistemi respirometrici VELP
 - Monitoraggio conforme alla BPL
 - Recording time impostabile (con Ermes o TempSoft™)
 - Allarmi alto/basso con software TempSoft™
 - Calibrazione semplice e veloce

Controlla il tuo FOC Connect ovunque con VELP Ermes

Grazie a **VELP Ermes** puoi monitorare e controllare il tuo FOC

Connect in tempo reale, senza cavi.

Accedi ai log delle analisi, ricevi notifiche e alert immediati e interrompi i processi da remoto.

Aggiornamenti software e assistenza immediata senza necessità di tecnici specializzati.



Tieni sotto controllo il tuo FOC Connect con TEMPSOFT™

Collegando il FOC Connect al PC tramite il software opzionale

TEMPSOFT™ puoi:

- Controllare fino a **10 FOC Connect**
 - Impostare rampe di temperatura e set point con allarmi
 - Visualizzare graficamente l'andamento termico
 - Esportare dati in diversi formati
 - Archiviare dati conformi alle **GLP**
- Protocollo di comunicazione **MODBUS** supportato.

	Codice	VARIANTI Articolo
	22.9810.99	Frigotermostato FOC 200E Connect (F10300542) VELP

	Codice	VARIANTI Articolo
	<u>22.9808.99</u>	Incubatore FOC 200I Connect (F10400543) VELP

Accessori

	Codice	ACCESSORI Articolo
	<u>A00000221</u>	Cavo di alimentazione multiplo EU VELP
	<u>A00000404</u>	TEMPSoft con cavo RS485 (1,8 m) VELP
	<u>E00010012</u>	Ermes Connessione 1 anno VELP
	<u>E00010036</u>	Ermes Connessione 3 anni VELP

Download

Brochure



Manuale d'uso



**Tabelle
comparative****Certificati**