

Incubatore FOC 200IL Connect illuminato VELP



Codice Articolo: F10400544

Breve descrizione del prodotto:

Incubatore FOC 200IL Connect Illuminato VELP

Descrizione

Termoregolazione e stabilità termica ai massimi livelli

- Il sistema di termoregolazione Auto-Tuning assicura un'ottima omogeneità e stabilità termica ($\pm 0,5^{\circ}\text{C}$)
 - Sistema di raffreddamento eco-friendly
 - Porta trasparente interna per l'osservazione del campione senza disturbi
 - Temperatura di incubazione e range di lavoro selezionabile da 3 a 50 °C
 - Temperatura uniforme grazie all'uso della ventilazione forzata
 - Bassi costi di esercizio
- Consigliato per:**
- Crescita delle piante
 - Germinazione del seme
 - Coltivazione
 - Allevamento di piante, insetti e piccoli animali
 - Coltivazione di batteri
 - Studi di fermentazione
- Esperimenti che richiedono temperatura e illuminazione costanti



Affidabile e facile da usare

- Timer per cicli di illuminazione personalizzabili
- 2 ripiani illuminati (30.000 lux per ripiano) con sei barre LED ciascuno
 - Volume totale di 169 litri
- Prese interne per alimentare dispositivi
- Interfaccia digitale intuitiva a tre tasti
- Compatibile con 4 sistemi respirometrici VELP
 - Monitoraggio conforme alla BPL
- Recording time impostabile (con Hermes o TempSoft™)
 - Allarmi alto/basso con software TempSoft™
 - Calibrazione semplice e veloce

Controlla il tuo FOC Connect ovunque con VELP Ermes

Grazie a **VELP Ermes** puoi monitorare e controllare il tuo FOC Connect in tempo reale, senza cavi.

Accedi ai log delle analisi, ricevi notifiche e alert immediati e interrompi i processi da remoto.

Aggiornamenti software e assistenza immediata senza necessità di tecnici specializzati.




Tieni sotto controllo il tuo FOC Connect con TEMPSoft™


Collegando il FOC Connect al PC tramite il software opzionale

TEMPSoft™ puoi:





- Controllare fino a **10 FOC Connect**
- Impostare rampe di temperatura e set point con allarmi
 - Visualizzare graficamente l'andamento termico
 - Esportare dati in diversi formati
 - Archiviare dati conformi alle **GLP**

Protocollo di comunicazione **MODBUS** supportato.

	Codice	VARIANTI Articolo
	<p>22.9810.99</p>	<p>Frigotermostato FOC 200E Connect (F10300542) VELP</p>

	Codice	VARIANTI Articolo
	22.9808.99	Incubatore FOC 200I Connect (F10400543) VELP

Accessori

	Codice	ACCESSORI Articolo
	A00000221	Cavo di alimentazione multiplo EU VELP
	A00000404	TEMPSoft con cavo RS485 (1,8 m) VELP
	E00010012	Ermes Connessione 1 anno VELP
	E00010036	Ermes Connessione 3 anni VELP

Download

Brochure



Manuale d'uso



Tabelle comparative



Certificati

