

CAPILLARI/PISTONI CP10 960 PZ X MICROMAN GILSON



Le micropipette a spostamento positivo utilizzano speciali puntali con pistoni. I capillari sono costituiti da un tubicino rigido calibrato di differenti misure. I capillari e pistoni per M10 e M100 sono preassemblati e posizionati in vassoi da 96 pezzi, facili da manipolare. Essi si fissano sulla pipetta senza contatto manuale. Il processo di fabbricazione e l' imballaggio automatico proteggono dalla contaminazione da nucleasi o da acidi nucleici.


Codice Articolo: 09.3155.17




Breve descrizione del prodotto:

CAPILLARI E PISTONI PER MICROMAN CP 10 10 VASSOI DA 96 PREASSEMBLATI

Informazioni aggiuntive:

- Confezione: 10 vassoi 96 pezzi
- Modello: M10
- Capillari pistoni: preassemblati

	Codice	VARIANTI Articolo
	09.3150.17	CAPILLARI/PISTONI CP10 1-10 µL 192 PZ X MICROMAN GILSON (F148412)

	Codice	VARIANTI Articolo
	09.3155.57	CAPILLARI/PISTONI CP100 10-100 μ L 960 PZ X MICROMAN GILSON (F148314)
	09.3150.57	CAPILLARI/PISTONI CP100 192 PZ X MICROMAN GILSON
	09.3100.88	CAPILLARI/PISTONI CP1000 182 pz X MICROMAN GILSON (F148560)