

CAPILLARI/PISTONI CP10 1-10 μ L 192 PZ X MICROMAN GILSON (F148412)

Le micropipette a spostamento positivo utilizzano speciali puntali con pistoni. I capillari sono costituiti da un tubicino rigido calibrato di differenti misure. I capillari e pistoni per M10 e M100 sono preassemblati e posizionati in vassoi da 96 pezzi, facili da manipolare. Essi si fissano sulla pipetta senza contatto manuale. Il processo di fabbricazione e l'imballaggio automatico proteggono dalla contaminazione da nucleasi o da acidi nucleici.

Codice Articolo: 09.3150.17

Breve descrizione del prodotto:

CAPILLARI E PISTONI PER MICROMAN CP 10 2 VASSOI DA 96 PREASSEMBLATI

Informazioni aggiuntive:

- Modello: M10
- Confezione: 2 vassoi 96 pezzi
- Capillari pistoni: CP10
- Prodotto padre: 09.3150.17

	Codice	VARIANTI Articolo
	09.3155.57	CAPILLARI/PISTONI CP100 10-100 μ L 960 PZ X MICROMAN GILSON (F148314)

	Codice	VARIANTI Articolo
	09.3150.57	CAPILLARI/PISTONI CP100 192 PZ X MICROMAN GILSON
	09.3155.17	CAPILLARI/PISTONI CP10 960 PZ X MICROMAN GILSON
	09.3100.88	CAPILLARI/PISTONI CP1000 182 pz X MICROMAN GILSON (F148560)