

**CAPILLARI/PISTONI CP100 10-100  $\mu$ L 960 PZ X MICROMAN GILSON (F148314)**

Le micropipette a spostamento positivo utilizzano speciali puntali con pistoni. I capillari sono costituiti da un tubicino rigido calibrato di differenti misure. I capillari e pistoni per M10 e M100 sono preassemblati e posizionati in vassoi da 96 pezzi, facili da manipolare. Essi si fissano sulla pipetta senza contatto manuale. Il processo di fabbricazione e l' imballaggio automatico proteggono dalla contaminazione da nucleasi o da acidi nucleici.


**Codice Articolo:** 09.3155.57




**Breve descrizione del prodotto:**

CAPILLARI E PISTONI PER MICROMAN CP 100 10 VASSOI DA 96 PREASSEMBLATI

**Informazioni aggiuntive:**

- Confezione: 2 vassoi 96 pezzi
- Modello: M100
- Capillari pistoni: preassemblati

	<b>Codice</b>	<b>VARIANTI Articolo</b>
	<a href="#">09.3150.17</a>	CAPILLARI/PISTONI CP10 1-10 $\mu$ L 192 PZ X MICROMAN GILSON (F148412)

	<b>Codice</b>	<b>VARIANTI Articolo</b>
	<a href="#">09.3150.57</a>	CAPILLARI/PISTONI CP100 192 PZ X MICROMAN GILSON
	<a href="#">09.3155.17</a>	CAPILLARI/PISTONI CP10 960 PZ X MICROMAN GILSON
	<a href="#">09.3100.88</a>	CAPILLARI/PISTONI CP1000 182 pz X MICROMAN GILSON (F148560)