

CAPILLARI/PISTONI CP1000 182 pz X MICROMAN GILSON (F148560)



Le micropipette a spostamento positivo utilizzano speciali puntali con pistoni. I capillari sono costituiti da un tubicino rigido calibrato di differenti misure. I capillari e pistoni per M10 e M100 sono preassemblati e posizionati in vassoi da 96 pezzi, facili da manipolare. Essi si fissano sulla pipetta senza contatto manuale. Il processo di fabbricazione e l' imballaggio automatico proteggono dalla contaminazione da nucleasi o da acidi nucleici.

In magazzino: 2

Codice Articolo: 09.3100.88





Breve descrizione del prodotto:

CAPILLARI E PISTONI PER MICROMAN CP 1000 2 VASSOI DA 91 PREASSEMBLATI

Informazioni aggiuntive:

- Confezione: 200 pezzi (4x50)
- Modello: M1000
- Capillari pistoni: preassemblati

	Codice	VARIANTI Articolo
--	---------------	--------------------------

	Codice	VARIANTI Articolo
	09.3150.17	CAPILLARI/PISTONI CP10 1-10 μ L 192 PZ X MICROMAN GILSON (F148412)
	09.3155.57	CAPILLARI/PISTONI CP100 10-100 μ L 960 PZ X MICROMAN GILSON (F148314)
	09.3150.57	CAPILLARI/PISTONI CP100 192 PZ X MICROMAN GILSON
	09.3155.17	CAPILLARI/PISTONI CP10 960 PZ X MICROMAN GILSON