

## **CAPILLARI/PISTONI CP1000 182 pz X MICROMAN GILSON (F148560)**



Le micropipette a spostamento positivo utilizzano speciali puntali con pistoni. I capillari sono costituiti da un tubicino rigido calibrato di differenti misure. I capillari e pistoni per M10 e M100 sono preassemblati e posizionati in vassoi da 96 pezzi, facili da manipolare. Essi si fissano sulla pipetta senza contatto manuale. Il processo di fabbricazione e l' imballaggio automatico proteggono dalla contaminazione da nucleasi o da acidi nucleici.

**In magazzino:** 2

**Codice Articolo:** 09.3100.88

### **Breve descrizione del prodotto:**

CAPILLARI E PISTONI PER MICROMAN CP 1000 2 VASSOI DA 91 PREASSEMBLATI

### **Informazioni aggiuntive:**

- Modello: M1000
- Confezione: 200 pezzi (4x50)
- Capillari pistoni: preassemblati
- Prodotto padre: 09.3150.17

	<b>Codice</b>	<b>VARIANTI Articolo</b>
	<a href="#">09.3150.17</a>	CAPILLARI/PISTONI CP10 1-10 $\mu$ L 192 PZ X MICROMAN GILSON (F148412)
	<a href="#">09.3155.57</a>	CAPILLARI/PISTONI CP100 10-100 $\mu$ L 960 PZ X MICROMAN GILSON (F148314)
	<a href="#">09.3150.57</a>	CAPILLARI/PISTONI CP100 192 PZ X MICROMAN GILSON
	<a href="#">09.3155.17</a>	CAPILLARI/PISTONI CP10 960 PZ X MICROMAN GILSON