

Agitatore magnetico MSL 8 s/riscaldamento x grandi volumi (F203A0513) VELP



Codice Articolo: 22.9627.99

Breve descrizione del prodotto:

Agitatore magnetico MSL 8 senza riscaldamento per grandi volumi VELP

Informazioni aggiuntive:

- Interfaccia: Analogica
- Sistema di agitazione: Motore Brushless
- Capacità di agitazione (H₂O): 8 litri
- Struttura: metallica con verniciatura epossidica; piano in acciaio inox
- Velocità: 40 rpm – 1500 rpm
- Regolazione della velocità: Analogica
- Accuratezza nella regolazione della velocità: 10 rpm
- Controreazione: tecnologia SpeedServo
- Dimensioni (WxHxD): 168x60x183 mm
- Temperatura di lavoro: 5-40°C
- Potenza: 4,5 W
- Peso: 0,95 Kg

Descrizione

L'Agitatore magnetico senza riscaldamento **MSL 8** e' in grado di agitare un volume massimo di 8 litri. Questo strumento e' la soluzione ideale per applicazioni che prevedono l'agitazione di grandi volumi in ambito Life Science e Farmaceutico.

Caratteristiche

Prestazioni superiori per applicazioni di laboratorio che richiedono l'agitazione di alti volumi



- Preparazione di soluzioni tampone;
- Preparazione di soluzioni WFI (Water for Injection) in ambito farmaceutico;
- Preparazione di campioni per test di dissoluzione;
- Produzione di vaccini;
- Colture cellulari e colture di tessuti;
- Applicazioni con fusti Nalgene o contenitori in vetro.

Sicuro e affidabile



- Motore brushless per funzionamento continuo, anche con volumi elevati;
- Agitazione efficace fino a 8 litri (H₂O);
- Ampio range di velocità: da 40 a 1500 rpm;
- Tecnologia SpeedServo™ per mantenere la velocità costante anche sotto carico;
- Avvio graduale per proteggere il campione;

- Pannello di controllo protetto da eventuali fuoriuscite;
- Robusta copertura in acciaio inox per massima durata;
- Affidabilità garantita con 3 anni di garanzia.

Accessori

	Codice	ACCESSORI Articolo
	23.0630.88	Ancoretta magnetica Ø 6x35mm (A00001056) VELP

Download

	DOCUMENTO
	Brochure
	Brochure
	Scheda tecnica
	Manuale d'uso
	Certificato

	DOCUMENTO
	Certificato
	Dichiarazione di conformità
PDF	clicca qui