

# Mini-Agitatore PSU-2T x immunologia c/piattaforma IPP-2 (BS-010155-AAG) BIOSAN



Il mini-agitatore PSU-2T assicura un funzionamento affidabile e continuo e un movimento omogeneo della piattaforma a una bassa velocità. La modalità non-stop fino a 7 giorni e il funzionamento ottimale per oltre 2 anni sono garantiti grazie al meccanismo di trasmissione diretta e al motore senza spazzole. Il display mostra alternativamente le letture del tempo e della velocità.PSU-2T assicura una miscelazione regolabile dei reagenti nelle micropiastre.

L'agitatore è un dispositivo compatto e di facile utilizzo ed occupa poco spazio quando riposto su un piano. Lo strumento è progettato per l'esecuzione di immunodosaggi. L'agitatore è ideale per l'uso personale.L'agitatore può essere utilizzato in camere fredde o incubatori, operando in un intervallo di temperatura ambiente compreso tra +4°C e +40°C. L'alimentatore esterno a bassa tensione (12 V) garantisce la sicurezza elettrica negli ambienti umidi.

per il seguente modello sono disponibili i seguenti accessori, clicca **qui** 

Manuale d'uso
PISTRUCTION MANUALS
Bhrochure
BROCHURES A LEAFLETS
Certificati





Codice Articolo: 22.8472.99

#### **Breve descrizione del prodotto:**

Mini-Agitatore PSU-2T per immunologia con piattaforma IPP-2 BIOSAN

#### Informazioni aggiuntive:

Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 230/50-60/3,4
 Dimensioni esterne (LxPxH mm): 255x255x100

Numero di piastre: 2

Peso (kg): 2

Classe di protezione: -

Velocità (rpm): 150÷1200

Timer (min): 1 min-24ore/non-stopDimensioni piano di lavoro (mm): -

Prodotto padre: 22.8472.99

#### **Descrizione**

Il mini-agitatore PSU-2T assicura un funzionamento affidabile e continuo e un movimento omogeneo della piattaforma a una bassa velocità. La modalità non-stop fino a 7 giorni e il funzionamento ottimale per oltre 2 anni sono garantiti grazie al meccanismo di trasmissione diretta e al motore senza spazzole. Il display mostra alternativamente le letture del tempo e della velocità.PSU-2T assicura una miscelazione regolabile dei reagenti nelle micropiastre.

L'agitatore è un dispositivo compatto e di facile utilizzo ed occupa poco spazio quando riposto su un piano. Lo strumento è progettato per l'esecuzione di immunodosaggi. L'agitatore è ideale per l'uso personale.L'agitatore può essere utilizzato in camere fredde o incubatori, operando in un intervallo di temperatura ambiente compreso tra +4°C e +40°C. L'alimentatore esterno a bassa tensione (12 V) garantisce la sicurezza elettrica negli ambienti umidi.

per il seguente modello sono disponibili i seguenti accessori, clicca qui



### **Accessori**

	Codice	ACCESSORI Articolo
<u> </u>	23.8884.99	Piattaforma IPP-4 x 4 micropiastre (BS-010102-AK) BIOSAN

## **Download**

Manuale d'uso			
NSTRUCTION MANUALS			
Bhrochure			
BROCHURES A LEAFLETS			
Certificati			
CERTIFICATE COMPLIANCE			