



# Levanchímica

## UTENSILE X DISPERSIONE VOLUME ML 0,05- 2 PT-DA 03/2EC-E050 KINEMATICA



PT-DA 03/2EC-E050 Utensile per dispersione per PT 1200 E, PT 1300 D, PT 2500 E Volume trattabile (ml): 0,05÷2 - Diametro statore (mm): 3 - Profondità di immersione (mm): 50 - Materiale a contatto con il campione: PTFE-AISI 316. Qualsiasi operazione di dispersione standard. Frantumazione di campioni di tessuto animali e umani in diversi liquidi e volumi. Preparazione dei campioni per l'estrazione e la soluzione di materiale organico. Preparazione dei campioni nella diagnostica medica e nell'analisi del DNA. Estrazioni di principi attivi/sostanze da campioni vegetali. Frazionamento cellulare di cellule animali e vegetali. Disagglomerazione di strutture cellulari. Intensa miscelazione. .

**SKU:** 23.9129.99

**Categorie:** [23 ACCESSORI](#)

**Informazioni aggiuntive:**

- Dimensioni: N/A
  - Peso: N/A
  - Prodotto padre: 23.9129.99
-

