

UTENSILE X DISPERSIONE VOLUME ML 0,3-10 PT-DA 07/2EC-E107 KINEMATICA



PT-DA 07/2EC-E107 Utensile per dispersione per PT 1200 E, PT 1300 D, PT 2500 E Volume trattabile (ml): 0,3÷10 - Diametro statore (mm): 7 - Diametro rotore (mm): 5 - Profondità di immersione (mm): 107 - Materiale a contatto con il campione: PTFE-AISI 316L. Qualsiasi operazione di dispersione standard. Frantumazione di campioni di tessuto animali e umani in diversi liquidi e volumi. Preparazione dei campioni per l'estrazione e la soluzione di materiale organico. Preparazione dei campioni nella diagnostica medica e nell'analisi del DNA. Estrazioni di principi attivi/sostanze da campioni vegetali. Frazionamento cellulare di cellule animali e vegetali. Disagglomerazione di strutture cellulari. Intensa miscelazione. .

Codice Articolo: 23.9100.99

Breve descrizione del prodotto:

UTENSILE PER DISPERSIONE VOLUME ML 0,3-10 PT-DA 07/2EC-E107

Informazioni aggiuntive:

- Prodotto padre: 23.9100.99