

UTENSILE X DISPERSIONE VOLUME ML 0,3-10 PT-DA 07/2EC-E107 KINEMATICA



PT-DA 07/2EC-E107 Utensile per dispersione per PT 1200 E, PT 1300 D, PT 2500 E Volume trattabile (ml): 0,3÷10 - Diametro statore (mm): 7 - Diametro rotore (mm): 5 - Profondità di immersione (mm): 107 - Materiale a contatto con il campione: PTFE-AISI 316L. Qualsiasi operazione di dispersione standard.Frantumazione di campioni di tessuto animali e umani in diversi liquidi e volumi.Preparazione dei campioni per l'estrazione e la soluzione di materiale organico.Preparazione dei campioni nella diagnostica medica e nell'analisi del DNA.Estrazioni di principi attivi/sostanze da campioni vegetali.Frazionamento cellulare di cellule animali e vegetali.Disagglomerazione di strutture cellulari.Intensa miscelazione.

SKU: 23.9100.99

Categorie: 23 ACCESSORI

Informazioni aggiuntive:

• Dimensioni: N/A

• Peso: N/A

• Prodotto padre: 23.9100.99

Levanchmica Srl. - Viale Tommaso Columbo, 41 - 70132 BARI - Tel. 080 5662100 - info@levanchimica.it