

## **UTENSILE X DISPERSIONE VOLUME ML 2-250 LUNGH.MM.157 PT-DA 12/2EC-E157 KINEMATICA**



PT-DA 12/2EC-E157 Utensile per dispersione per PT 1200 E, PT 1300 D, PT 2500 E Volume trattabile (ml): 2÷250 - Diametro statore (mm): 12 - Profondità di immersione (mm): 157 - Materiale a contatto con il campione: PTFE-AISI 316L. Qualsiasi operazione di dispersione standard. Frantumazione di campioni di tessuto animali e umani in diversi liquidi e volumi. Preparazione dei campioni per l'estrazione e la soluzione di materiale organico. Preparazione dei campioni nella diagnostica medica e nell'analisi del DNA. Estrazioni di principi attivi/sostanze da campioni vegetali. Frazionamento cellulare di cellule animali e vegetali. Disagglomerazione di strutture cellulari. Intensa miscelazione. .

**Codice Articolo:** 23.9130.99

### **Breve descrizione del prodotto:**

UTENSILE PER DISPERSIONE VOLUME ML 2-250 LUNGH.MM.157 PT-DA 12/2EC-E157