

UTENSILE X DISPERSIONE VOLUME ML 100-2 000 PT-DA 20/2EC-E192 KINEMATICA



PT-DA 20/2EC-E192 Utensile per dispersione per PT 2500 E, PT4000 Volume trattabile (ml): 100÷2000 - Diametro statore (mm): 20 - Profondità di immersione (mm): 192 - Materiale a contatto con il campione: PTFE-AISI 316L. Qualsiasi operazione di dispersione standard. Frantumazione di campioni di tessuto animali e umani in diversi liquidi e volumi. Preparazione dei campioni per l'estrazione e la soluzione di materiale organico. Preparazione dei campioni nella diagnostica medica e nell'analisi del DNA. Estrazioni di principi attivi/sostanze da campioni vegetali. Frazionamento cellulare di cellule animali e vegetali. Disagglomerazione di strutture cellulari. Intensa miscelazione. .

SKU: 23.9108.99

Categorie: [23 ACCESSORI](#)

Informazioni aggiuntive:

- Dimensioni: N/A
 - Peso: N/A
 - Prodotto padre: 23.9108.99
-

