

UTENSILE X DISPERSIONE VOLUME ML 200-5 000 PT-DA 40/2EC-F250 KINEMATICA



PT-DA 40/2EC-F250 Utensile per dispersione per PT 10-35 GT, PT 3100 D, PT 6100 D (solo F-Coupling) Volume trattabile (ml): 200÷5000 – Diametro statore (mm): 40 – Profondità di immersione (mm): 250 – Materiale a contatto con il campione: PTFE-AISI 316L – Temperatura max (°C): 90 Qualsiasi operazione di dispersione standard. Frantumazione di campioni di tessuto animali e umani in diversi liquidi e volumi. Preparazione dei campioni per l'estrazione e la soluzione di materiale organico. Preparazione dei campioni nella diagnostica medica e nell'analisi del DNA. Estrazioni di principi attivi/sostanze da campioni vegetali. Frazionamento cellulare di cellule animali e vegetali. Disagglomerazione di strutture cellulari. Intensa miscelazione. .

Codice Articolo: 23.9143.99

Breve descrizione del prodotto:

UTENSILE PER DISPERSIONE VOLUME ML 200-5000 PT-DA 40/2EC-F250

Informazioni aggiuntive:

- Prodotto padre: 23.9143.99