

## **UTENSILE X DISPERSIONE VOLUME ML 200-6 000 PT-DA 45/2EC-F250 KINEMATICA**



PT-DA 45/2EC-F250 Utensile per dispersione per PT 10-35 GT, PT 45-80 GT, PT 3100 D, PT 6100 D (solo F-Coupling). Volume trattabile (ml): 200÷6000 - Diametro statore (mm): 45 - Profondità di immersione (mm): 250 - Materiale a contatto con il campione: PTFE-AISI 316L - Temperatura max (°C): 90 Qualsiasi operazione di dispersione standard. Frantumazione di campioni di tessuto animali e umani in diversi liquidi e volumi. Preparazione dei campioni per l'estrazione e la soluzione di materiale organico. Preparazione dei campioni nella diagnostica medica e nell'analisi del DNA. Estrazioni di principi attivi/sostanze da campioni vegetali. Frazionamento cellulare di cellule animali e vegetali. Disagglomerazione di strutture cellulari. Intensa miscelazione. .

**Codice Articolo:** 23.9144.99

### **Breve descrizione del prodotto:**

UTENSILE PER DISPERSIONE VOLUME ML 200-6000 PT-DA 45/2EC-F250