

UTENSILE X DISPERSIONE VOLUME ML 300-3 0000 PT-DA 60/2EC-F250 KINEMATICA



PT-DA 60/2EC-F250 Utensile per dispersione per PT 10-35 GT, PT 3100 D, PT 6100 D (solo F-Coupling) Volume trattabile (ml): 300÷30000 - Diametro statore (mm): 60 - Profondità di immersione (mm): 250 - Materiale a contatto con il campione: PTFE-AISI 316L - Temperatura max (°C): 90 Qualsiasi operazione di dispersione standard. Frantumazione di campioni di tessuto animali e umani in diversi liquidi e volumi. Preparazione dei campioni per l'estrazione e la soluzione di materiale organico. Preparazione dei campioni nella diagnostica medica e nell'analisi del DNA. Estrazioni di principi attivi/sostanze da campioni vegetali. Frazionamento cellulare di cellule animali e vegetali. Disagglomerazione di strutture cellulari. Intensa miscelazione. .

SKU: 23.9148.99

Categorie: [23 ACCESSORI](#)

Informazioni aggiuntive:

- Dimensioni: N/A
 - Peso: N/A
 - Prodotto padre: 23.9148.99
-

