

## Reattore CHNS pre-confezionato VELP



Reattore di combustione preconfezionato in quarzo contenente lana di quarzo, ossido di tungsteno e VcopperTM.

Pronto all'uso.

Il reattore di combustione preconfezionato VELP in quarzo è la soluzione ideale per un'efficiente analisi CHNS e operazioni ottimizzate in laboratorio, poiché è pronto all'uso: basta rimuovere il sottile tubo di plastica e inserire il reattore nel forno di combustione.

**Codice Articolo:** A00000443

### **Breve descrizione del prodotto:**

Reattore CHNS pre-confezionato VELP