

## REFRIGERANTE PER SOXHLET NS 55/45 200 ML



L'estrattore di Soxhlet viene usato nella determinazione dei grassi liberi e totali negli alimenti, analisi dei pesticidi, dei legni e delle plastiche. L'estrazione avviene riscaldando il solvente contenuto nel matraccio, dopo che il campione è stato posto nel ditale filtrante nell'interno dell'estrattore. I vapori sviluppati dal calore salgono lungo il tubo laterale, entrano nel corpo centrale per poi salire nel refrigerante. Nel refrigerante si condensano e ricadono allo stato liquido nel ditale, riempiendo mano a mano l'estrattore fino al livello del sifone, il quale a sua volta scaricherà il liquido nel matraccio.





**Codice Articolo:** 01.0875.69

### Breve descrizione del prodotto:




REFRIGERANTI A BOLLE PER SOXHLET, ML 200, CONO MASCHIO NS 55/45

### Informazioni aggiuntive:

- Cono (NS): 55/45

	<b>Codice</b>	<b>VARIANTI Articolo</b>
	<a href="#">01.0875.38</a>	REFRIGERANTE PER SOXHLET 30 ML
	<a href="#">01.0875.51</a>	REFRIGERANTE PER SOXHLET 70 ML
	<a href="#">01.0875.57</a>	REFRIGERANTE PER SOXHLET NS 45/40 100 ML
	<a href="#">01.0875.64</a>	REFRIGERANTE PER SOXHLET NS 45/40 150 ML

---

	<b>Codice</b>	<b>VARIANTI Articolo</b>
	<a href="#">01.0875.73</a>	REFRIGERANTE PER SOXHLET NS 55/45 250 ML
	<a href="#">01.0875.79</a>	REFRIGERANTE PER SOXHLET NS 60/46 500 ML
	<a href="#">01.0875.88</a>	REFRIGERANTE PER SOXHLET NS 71/51 1 LT