

Vcopper High Reduction Efficiency 470g VELP



Formulazione di polvere di rame per la conversione degli ossidi di azoto in azoto elementare.

L'esclusivo Vcopper™ offre performance uniche.

L'esclusivo Vcopper™ High Reduction Efficiency offre vantaggi unici:

- * Facile da sostituire
- * Aumenta l'efficienza del reattore di riduzione
- * Intrappola tutte le possibili tracce di O2
- * Formulazione VELP a lunga durata

Vcopper[™] assicura un comfort superiore in quanto libera l'utente da lunghe operazioni manuali come la sostituzione del reagente e altre attività di ripristino delle condizioni operative dell'unità. Vcopper[™] deve solo essere inserito nel reattore di riduzione in guarzo.

Codice Articolo: A00000240

Breve descrizione del prodotto:

Vcopper High Reduction Efficiency 470g VELP

	Codice	VARIANTI Articolo
6.6	40002951	PM Kit Full ELEMENTAL ANALYZER VELP



	Codice	VARIANTI Articolo
• ^{\$\frac{1}{2}} \$\frac{1}{2}\$	<u>A00000153</u>	Cups 35×35 c/forma conica 150pz in stagno VELP
100	A00000154	Lana di quarzo 50g VELP
	A00000157	Rame ossido 50g VELP
1	A00000161	Inserto in quarzo x ceneri VELP
	A00000162	Reattore in quarzo VELP
	A00000194	Kit circa 1000 analisi x NDA – CN VELP
	A00000199	Disco 2 a 30 posizioni x autocampionatore VELP
	A00000217	Dispositivo x chiusura capsule VELP
12 to	A00000225	Anidrone 454g VELP
Jan	A00000236	Grasso x tenuta ad alte temperature VELP
	A00000318	Farina di avena 30g VELP
10 miles	A00000320	VELPcatalyst c/strato di inerte 36g VELP



	Codice	VARIANTI Articolo
	A00000321	Reattore in metallo VELP
l l	A00000322	Inserto in metallo x ceneri VELP
3 h	A00000353	Kit pulizia inserto ceneri in metallo VELP
<u>.</u> .e	E00010012	Ermes Connessione 1 anno VELP
3	E00010036	Ermes Connessione 3 anni VELP
	F30800090	Analizzatore elementare CN802 CARBONIO/AZOTO VELP
	F30800100	Analizzatore elementare EMA502 CHNS-O VELP
***	TA00000378	Kit per TOC/preparazione campione VELP
	F30800080	Analizzatore elementare NDA702 AZOTO/PROTEINE VELP
	A00000455	Pacchetto 21 CFR Parte 11 x Analizzatori Elementari VELP
	A00000149	EDTA Certificato 100g VELP
0	A00000200	Disco 3 a 30 posizioni x autocampionatore VELP



	Codice	VARIANTI Articolo
	<u>A00000201</u>	Disco 4 a 30 posizioni x autocampionatore VELP
3	A00000390	Disco 1 a 30 posizioni x autocampionatore x capsule VELP
(3)	A00000420	Disco 2 a 30 posizioni x autocampionatore x capsule VELP
	A00000482	Capsule 6x18mm 100pz VELP
	A00000483	Capsule 8×20 mm 100 pz VELP
MEETING TO THE PARTY OF THE PAR	A00000192	Manuale IQ/OQ/PQ x NDA 702 VELP
	A00000198	Inserto ceramico c/fondo x ceneri VELP
(B) (O) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a	40002950	PM Kit Regular ELEMENTAL ANALYZER VELP
	A00000158	Reattore di combustione pre-confezionato VELP
	A00000226	Reattore di riduzione pre-confezionato VELP
	A00000262	Stampo x tin foil 50x50mm VELP
	A00000270	Kit circa 2000 analisi x NDA – CN VELP



	Codice	VARIANTI Articolo
W. Control of the Con	A00000271	Kit circa 4000 analisi x NDA - CN VELP
	A00000317	Polvere Super-Assorbente 10g VELP