

## **Vreceiver TKN formula x 1L VELP**



La soluzione innovativa VELP per la preparazione di un litro di acido borico con indicatori (Verde Bromocresolo e Rosso Metile).

Facilità di utilizzo, sicurezza e standardizzazione per la massima precisione e accuratezza nelle analisi Kjeldahl.

Codice Articolo: A00000411

## Breve descrizione del prodotto:

Vreceiver TKN formula per 1L VELP

## **Descrizione**

Formula di acido borico in polvere per la titolazione colorimetrica Kjeldahl





In VELP non produciamo solo strumenti di analisi. Produciamo anche materiali di consumo di qualità superiore per garantire sempre le massime prestazioni per il vostro strumento analitico.

Durante il processo di distillazione Kjeldahl, il contenuto di ammoniaca viene condensato e raccolto in una soluzione di acido borico per evitare la perdita di NH3 gassoso. **Vreceiver™ è una formula certificata** composta da polvere di acido borico e da una miscela di indicatori menzionati dai metodi AOAC (verde Bromocresolo e rosso metile) che consente una preparazione rapida e standardizzata della soluzione ricevente per la titolazione colorimetrica.

- Formula in polvere predosata per la preparazione di acido borico con indicatori
- Efficace nella determinazione della quantità di azoto totale Kjeldahl
- Standardizza la preparazione della soluzione ricevente
- 1 litro di soluzione pronta in pochi minuti
- Assicura una titolazione colorimetrica precisa ed efficiente
- Può essere conservata a lungo e garantisce stabilità nel tempo
- Innovativo packaging in comode bustine