

Vreceiver TKN formula x 1L 10pz VELP



La soluzione innovativa VELP per la preparazione di un litro di acido borico con indicatori (Verde Bromocresolo e Rosso Metile).

Facilità di utilizzo, sicurezza e standardizzazione per la massima precisione e accuratezza nelle analisi Kjeldahl.

Codice Articolo: A00000411

Breve descrizione del prodotto:

Vreceiver TKN formula per 1L 10 pz VELP

Descrizione

Formula di acido borico in polvere per la titolazione colorimetrica Kjeldahl



In Velp non produciamo solo strumenti di analisi. Produciamo anche materiali di consumo di qualità superiore per garantire sempre le massime prestazioni per il vostro strumento analitico.

Durante il processo di distillazione Kjeldahl, il contenuto di ammoniaca viene condensato e raccolto in una soluzione di acido borico per evitare la perdita di NH_3 gassoso. **Receiver™ è una formula certificata** composta da polvere di acido borico e da una miscela di indicatori menzionati dai metodi AOAC (verde Bromocresolo e rosso metile) che consente una preparazione rapida e standardizzata della soluzione ricevente per la titolazione colorimetrica.

- Formula in polvere predosata per la preparazione di **acido borico** con **indicatori**
- Efficace nella determinazione della quantità di azoto totale Kjeldahl
- **Standardizza** la preparazione della soluzione ricevente
- 1 litro di soluzione **pronta in pochi minuti**
- Assicura una titolazione colorimetrica precisa ed efficiente
- Può essere conservata a lungo e garantisce stabilità nel tempo
- Innovativo packaging in comode bustine