

## FLACONI PER COLTURE CELLMASTER ROLLER GR EINER IN PS 122,0X500 MM, FORMA LISCIA AREA SUP. 1700 CM<sup>2</sup> I



Flaconi CELLmaster in polistirene, originali Greiner Bio One, con tappo a vite di colore blu in polietilene ad alta densità (HDPE). Particolarmente trasparenti e molto stabili, la superficie è trattata TC per migliorare l'adesione cellulare e può essere "liscia" o "scanalata" per aumentarne l'area di crescita a parità di capacità del contenitore. Disponibili con diverse capacità e altezze. Presentano graduazione da 150 a 2000 ml, sono privi di DNase, RNase e DNA umano, apirogeni, non cito-tossici e senza tossine. Sterili, in lotti numerati per la tracciabilità. .


**Codice Articolo:** 07.3891.99







### Breve descrizione del prodotto:

Flaconi per colture CELLMASTER ROLLER GREINER in PS 122,0X500 mm con tappo sup. forma liscia area

### Informazioni aggiuntive:

- Capacità (ml): 4970
- Dimensioni (ØxH mm): 122x500
- Forma: liscia
- Area superficie (cm<sup>2</sup>): 1700
- Confezione (pezzi): 1/12

	<b>Codice</b>	<b>VARIANTI Articolo</b>
	<a href="#">07.3889.99</a>	FLACONI PER COLTURE CELLMASTER ROLLER GR EINER IN PS 116,0X280 MM, FORMA SCANALATA AREA SUP.2125 CM <sup>2</sup>

	<b>Codice</b>	<b>VARIANTI Articolo</b>
	<a href="#">07.3890.99</a>	FLACONI PER COLTURE CELLMASTER ROLLER GR EINER IN PS 122,0X500 MM, FORMA LISCIA AREA SUP. 1700 CM <sup>2</sup>
	<a href="#">07.3892.99</a>	FLACONI PER COLTURE CELLMASTER ROLLER GR EINER IN PS 122,0X500 MM, FORMA SCANALATA AREA SUP. 4250 CM
	<a href="#">07.3893.99</a>	FLACONI PER COLTURE CELLMASTER ROLLER GR EINER IN PS 122,0X500 MM, FORMA SCANALATA AREA SUP. 4250 CM
	<a href="#">07.3672.99</a>	FLACONI PS CELLMASTER ROLLER 24 PZ GREINER (680660)
	<a href="#">07.3676.99</a>	FLACONI PET CELLMASTER ROLLER 24 PZ GREINER (681670)
	<a href="#">07.3887.99</a>	FLACONI PS CELLMASTER ROLLER 24 PZ GREINER (680065)