

## QUANTOFIX Solfiti 100strisce (CM0091306) MACHEREY-NAGEL



Strisce analitiche

Per la determinazione semi-quantitativa dei solfiti in soluzione.

- Intervallo: 0-10-25-50-100-250-500-1000 mg/l SO<sub>3</sub><sup>2-</sup>
- Variazione colore: da bianco a salmone

Soluzioni fortemente o anche debolmente acide devono venir tamponate con acetato di sodio prima del saggio in quanto la reazione con i solfiti non avviene in soluzione acida.

I solfuri interferiscono in quanto anch'essi fanno sviluppare un colore rosso in soluzione neutra.

Questa interferenza può essere eliminata aggiungendo un eccesso di ioni nichel.

Il solfuro di nichel che si forma può venire eliminato mediante filtrazione.

Forti quantità di sostanze riducenti quali l'acido ascorbico o il cloruro di idrossilammonio interferiscono abbassando il valore dei solfiti.

**Codice Articolo:** 23.2583.88

### Breve descrizione del prodotto:

Strisce analitiche semi-quantitative QUANTOFIX Solfiti 100 strisce MACHEREY-NAGEL

### Informazioni aggiuntive:

- Scala di misura: 0÷1000 mg/l
- Parametro: Solfiti
- Numero di test: 100

- Suddivisioni (nr): 8

## Descrizione

### **QUANTOFIX - Strisce analitiche per determinazioni semi-quantitative**

Strisce analitiche per derterminazioni semi-quantitative di ioni e di altre sostanze.

Una striscia analitica QUANTOFIX consiste in un rettangolo di plastica spessa 0,2 mm al quale è stato saldato, nella parte inferiore, un settore di carta analitica.

Le dimensioni di questo settore permettono un chiaro confronto con i settori delle stesse dimensioni della scala riportata sulla scatola di plastica.

La lunghezza delle strisce è sufficiente per permetterne un facile utilizzo anche nel caso si debbano esaminare soluzioni corrosive o altrimenti pericolose.




Il tappo delle scatole contiene un assorbitore di umidità per aumentare la durata delle strisce.



Le soluzioni concentrate, cioè quelle in cui il contenuto supera 1 g/l devono venir diluite in modo che l'intensità del colore sviluppato rientri nell'intervallo della scala colorata.

Il fattore di diluizione deve essere tenuto presente nel calcolo del risultato.












Le strisce analitiche QUANTOFIX rispondono ai più importanti requisiti di un test rapido moderno:

- Rapido: Si immerge e si legge.
- Conveniente: L'analisi può essere effettuata senza alcun apparecchio, è necessaria solo una striscia QUANTOFIX.
- Specifico: Le strisce QUANTOFIX sono altamente specifiche; se vi sono interferenze si può precipitarle o mascherarle.
- Conservabilità: 2 anni e mezzo sotto i +30°C.
- Confezione: Scatola contenente 100 strisce 6 x 95 mm.

	<b>Codice</b>	<b>VARIANTI Articolo</b>
	<a href="#">23.2565.88</a>	QUANTOFIX Cianuri 100strisce c/reagenti (CM0091318) MACHEREY-NAGEL
	<a href="#">23.2568.88</a>	QUANTOFIX Cobalto 100strisce (CM0091303) MACHEREY-NAGEL
	<a href="#">23.2581.88</a>	QUANTOFIX Potassio 100strisce c/reagenti (CM0091316) MACHEREY-NAGEL

	<b>Codice</b>	<b>VARIANTI Articolo</b>
	<a href="#">23.2587.88</a>	QUANTOFIX Multitest x Acquario 25strisce (CM0091327) MACHEREY-NAGEL
	<a href="#">23.2569.88</a>	QUANTOFIX Cromati 100strisce c/reagenti (CM0091301) MACHEREY-NAGEL
	<a href="#">23.2582.88</a>	QUANTOFIX Rame 100strisce (CM0091304) MACHEREY-NAGEL
	<a href="#">23.2575.88</a>	QUANTOFIX Nichel 100strisce (CM0091305) MACHEREY-NAGEL
	<a href="#">23.2562.88</a>	QUANTOFIX Alluminio 100strisce c/reagen. (CM0091307) MACHEREY-NAGEL
	<a href="#">23.2584.88</a>	QUANTOFIX Stagno 100strisce (CM0091309) MACHEREY-NAGEL
	<a href="#">23.2585.88</a>	QUANTOFIX Zinco 100strisce c/reagenti (CM0091310) MACHEREY-NAGEL
	<a href="#">23.2577.88</a>	QUANTOFIX Nitriti 100strisce (CM0091311) MACHEREY-NAGEL
	<a href="#">23.2580.88</a>	QUANTOFIX Perossidi 100 100strisce (CM0091312) MACHEREY-NAGEL
	<a href="#">23.2576.88</a>	QUANTOFIX Nitrati/Nitriti 100strisce (CM0091313) MACHEREY-NAGEL
	<a href="#">23.2561.88</a>	QUANTOFIX Acido ascorbico 100strisce (CM0091314) MACHEREY-NAGEL
	<a href="#">23.2563.88</a>	QUANTOFIX Ammonio 100strisce c/reagenti (CM0091315) MACHEREY-NAGEL

	<b>Codice</b>	<b>VARIANTI Articolo</b>
	<a href="#">23.2566.88</a>	QUANTOFIX Cloro 100strisce c/reagenti (CM0091317) MACHEREY-NAGEL
	<a href="#">23.2579.88</a>	QUANTOFIX Perossidi 25 100strisce (CM0091319) MACHEREY-NAGEL
	<a href="#">23.2574.88</a>	QUANTOFIX Fosfati 100 strisce c/reagenti (CM0091320) MACHEREY-NAGEL
	<a href="#">23.2567.88</a>	QUANTOFIX Cloruri 100strisce (CM0091321) MACHEREY-NAGEL
	<a href="#">23.2578.88</a>	QUANTOFIX Nitriti 3000 100strisce (CM0091322) MACHEREY-NAGEL
	<a href="#">23.2570.88</a>	QUANTOFIX Durezza carbonatica 100strisce (CM0091323) MACHEREY-NAGEL
	<a href="#">23.2564.88</a>	QUANTOFIX Calcio 60 strisce c/reagenti (CM0091324) MACHEREY-NAGEL
	<a href="#">23.2596.88</a>	QUANTOFIX Molibdeno 100strisce c/reagen. (CM0091325) MACHEREY-NAGEL
	<a href="#">23.2586.88</a>	QUANTOFIX Multitest x Acquario 100str. (CM0091326) MACHEREY-NAGEL
	<a href="#">23.2573.88</a>	QUANTOFIX Formaldeide 100strisce (CM0091328) MACHEREY-NAGEL
	<a href="#">23.2598.88</a>	QUANTOFIX Solfati 100strisce (CM0091329) MACHEREY-NAGEL
	<a href="#">23.2595.88</a>	QUANTOFIX Arsenico 50 100strisce c/reag. (CM0091332) MACHEREY-NAGEL

	<b>Codice</b>	<b>VARIANTI Articolo</b>
	<a href="#">23.2597.88</a>	QUANTOFIX Perossidi 1000 100strisce (CM0091333) MACHEREY-NAGEL
	<a href="#">23.2594.88</a>	QUANTOFIX Arsenico 10 100strisce c/reag. (CM0091334) MACHEREY-NAGEL
	<a href="#">CM0091338</a>	QUANTOFIX Nitriti/pH 100strisce MACHEREY-NAGEL
	<a href="#">16.0002.00</a>	QUANTOFIX Acido Peracetico 50 100strisce (CM0091340) MACHEREY-NAGEL
	<a href="#">16.0003.00</a>	QUANTOFIX acido paracetico 500 100stris. (CM0091341) MACHEREY-NAGEL
	<a href="#">CM0091330</a>	QUANTOFIX Ferro Totale 1000 100 strisce MACHEREY-NAGEL
	<a href="#">CM0091342</a>	QUANTOFIX Acido Peracetico 2000 100str. MACHEREY-NAGEL
	<a href="#">CM0091337</a>	QUANTOFIX Quat 100 strisce MACHEREY-NAGEL
	<a href="#">CM0091339</a>	QUANTOFIX Cloruri sensibile 100 strisce MACHEREY-NAGEL
	<a href="#">CM0091344</a>	QUANTOFIX Ferro Totale 100 100strisce MACHEREY-NAGEL
	<a href="#">CM0091351</a>	QUANTOFIX Nitrati 100 100strisce MACHEREY-NAGEL

**Download**

Brochure
