

TUBO DI RACCOLTA CONICO GRAD. ML 25:1/5 X APP.MARCUSSON



Apparecchio di Marcusson per la determinazione dell'umidità negli oli minerali poco volatili (oli diesel, oli combustibili, oli lubrificanti), secondo le norme AST D95/70 e E123/64. L'apparecchio è composto da: Tubo di raccolta versione tubo di raccolta con fondo conico o con tubo di raccolta con rubinetto (vedere varianti articoli). Refrigerante di Liebig mantello mm 400 1 cono ns 29/32 (01.3390.77). Pallone fondo sferico ml 500 cono 29/32 (01.1540.79). N.B. Il refrigerante di Liebig e il pallone sono da ordinare a parte. .



Codice Articolo: 01.5520.32


Breve descrizione del prodotto:

Apparecchio secondo Marcusson fondo conico ml 25



Informazioni aggiuntive:

- Capacità (ml): 25
- Modello: fondo conico

	Codice	VARIANTI Articolo
	01.5520.17	TUBO RACCOLTA ML 10-1/10 FONDO CONICO PER APP. MARCUSSON
	01.5540.17	TUBO DI RACCOLTA ML 10-1/10 C/RUBINETTO X APP.MARCUSSON

	Codice	VARIANTI Articolo
	01.5540.32	TUBO DI RACCOLTA ML 25-1/5 C/RUBINETTO X APP.MARCUSSON

Accessori

	Codice	ACCESSORI Articolo
	01.1540.79	PALLONE F.SFERICO SN 29/32 500 ML VETRO DURAN
	01.3390.77	REFRIGERANTE LIEBIG 1 CONO 29/32 400 mm