

## Reattivo predosato AQUASNAP 100pz x test su acque (AQ100X)



Reattivo predosato AQUASNAP per test su acque, da utilizzare con il Bioluminometro System Sure Plus, per ATP totale.

I reattivi predosati evitano all'operatore di dover utilizzare pipette o flaconcini e permettono un'ottima ripetibilità delle misure.

Possono essere conservati fino a 12 mesi in frigorifero o 1 mese a temperatura ambiente.

**Codice Articolo: 23.8631.99** 

## Breve descrizione del prodotto:

Reattivo predosato AQUASNAP 100 pz per test su acque

## Informazioni aggiuntive:

Confezione (pezzi): 100Prodotto padre: 23.8631.99