

OMOGENEIZZATORE BAGMIXER 400CC INTERSCIENCE



OMOGENEIZZATORE BAGMIXER 400CC INTERSCIENCE

BagMixer 400 CC® con sportello trasparente a velocità variabile

Omogeneizzatore di campioni in sacchetto sterile.

Nuova linea di BagMixer® 400, moderna e completa che permette l' estrazione facile e sicura dei batteri dei campioni solidi.

Offre i seguenti vantaggi:

- Silenzioso
- Omogeneizza silenziosamente in un minuto un campione solido dentro un sacchetto sterile preservando le cellule per una migliore analisi microbiologica.
- Esclusivo sistema di pulizia "Click & Clean"®
- Schermo multifunzione digitale.
- Lo sportello è a tenuta stagna rinforzata.
- Biologicamente sicuro.
- Nessun contatto tra il campione e il BagMixer. Il liquido filtrato può essere prelevato ed analizzato senza rischio d'alterazione o di contaminazione crociata.
- I sacchetti sono sterili a monouso e assicurano pulizia e sicurezza.
- Accetta tutti i sacchetti da 50 a 400 ml.
- Semplice nella pulizia.
- Nessuna manutenzione sistematica dell' apparecchio.
- Lo sportello è completamente apribile (270°).

- Scocca in acciaio inossidabile.
- Partenza e fermata automatica.
- Sistema di chiusura Q-Thight®.

Possibilità di selezionare il tempo e la velocità di trattamento che consente di scegliere l' omogeneizzazione più idonea per ogni tipo di prodotto.

Codice Articolo: 22.8672.99

Breve descrizione del prodotto:

Omogeneizzatore INTERSCIENCE modello BAGMIXER® 400CC®

Informazioni aggiuntive:

- Capacità (ml): 50÷400
- Caratteristiche: sportello in vetro
- Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 220/50/-
- Dimensioni (LxPxH mm): 420x260x265
- Peso (kg): 16,5
- Display: Sì
- Timer: 1 s÷60 min o ?
- Velocità (battute al secondo): 4/6/8/10
- Prodotto padre: 22.5450.43

Descrizione

BagMixer 400 CC® con sportello trasparente a velocità variabile

Omogeneizzatore di campioni in sacchetto sterile.





Nuova linea di BagMixer® 400, moderna e completa che permette l' estrazione facile e sicura dei batteri dei campioni solidi.

Offre i seguenti vantaggi:

- Silenzioso
- Omogeneizza silenziosamente in un minuto un campione solido dentro un sacchetto sterile preservando le cellule per una migliore analisi microbiologica.
- Esclusivo sistema di pulizia "Click & Clean"®
- Schermo multifunzione digitale.

- Lo sportello è a tenuta stagna rinforzata.
- Biologicamente sicuro.
- Nessun contatto tra il campione e il BagMixer. Il liquido filtrato può essere prelevato ed analizzato senza rischio d'alterazione o di contaminazione crociata.
- I sacchetti sono sterili a monouso e assicurano pulizia e sicurezza.
- Accetta tutti i sacchetti da 50 a 400 ml.
- Semplice nella pulizia.
- Nessuna manutenzione sistematica dell' apparecchio.
- Lo sportello è completamente apribile (270°).
- Scocca in acciaio inossidabile.
- Partenza e fermata automatica.
- Sistema di chiusura Q-Tight®.

Possibilità di selezionare il tempo e la velocità di trattamento che consente di scegliere l' omogeneizzazione più idonea per ogni tipo di prodotto.

	Codice	VARIANTI Articolo
	22.8651.99	OMOGENEIZZATORE BAGMIXER 400 SW INTERSCIENCE
	22.8652.99	OMOGENEIZZATORE BAGMIXER 400 S INTERSCIENCE
	22.5450.43	OMOGENEIZZATORE BAGMIXER 400 P INTERSCIENCE
	22.5460.43	OMOGENEIZZATORE BAGMIXER 400 W INTERSCIENCE