

Cartine qualitative SOLFURI rotolo 5mt MACHEREY-NAGEL



Caratteristiche

- SOLFURI, rotolo da 5 metri

Alla presenza di H_2S o ioni solfuri, la cartina diventa da color bianco a marrone-nero.

Questo test non contiene sostanze che devono essere dichiarate pericolose.

Al contrario la cartina di piombo acetato, comparabile nell'applicazione, contiene reagenti tossici.

- Limite di sensibilità: una goccia di soluzione contenente 5 mg/l di solfuri, formerà un anello marrone appena visibile.

Codice Articolo: CM0090761

Breve descrizione del prodotto:

Cartine qualitative SOLFURI rotolo 5 mt MACHEREY-NAGEL


Descrizione

Cartine Analitiche - Qualitative

Cartine utili per determinazioni qualitative di ioni e composti chimici.

Forniscono l'informazione sulla presenza, al di sopra di un determinato limite di rilevabilità, di un determinato componente.

	Codice	VARIANTI Articolo
	SON0069560	Cartine qualitative CUPROTESMO 40pz MACHEREY-NAGEL
	1046906020	PLUMBTESMO 40 PZ MACHEREY-NAGEL
	8046906120	Phosphatesmo MI 50 PZ MACHEREY-NAGEL
	CM0090724	Cartine qualitative CROMO 200 strisce MACHEREY-NAGEL
	CM0090732	Cartine qualitative ARGENTO 200 strisce MACHEREY-NAGEL
	CM0090754	Cartine qualitative POTASSIO IODURO CON AMIDO 816N rotolo 5mt MACHEREY-NAGEL
	CM0090603	Cartine qualitative CHLORTESMO 200 strisce MACHEREY-NAGEL
	CM0090602	Cartine qualitative PLUMBTESMO 40 strisce MACHEREY-NAGEL
	CM0090612	Cartine qualitative PHOSPHATESMO MI 50 strisce MACHEREY-NAGEL
	CM0090728	Cartine qualitative COBALTO 100 strisce MACHEREY-NAGEL
	CM0090744	Cartine qualitative PIOMBO ACETATO rotolo 5mt MACHEREY-NAGEL
	CM0090760	Cartine qualitative OLIO 100 strisce MACHEREY-NAGEL

	Codice	VARIANTI Articolo
	CM0090601	Cartine qualitative CUPROTESMO 40 strisce MACHEREY-NAGEL

Download

Brochure
