

Cartine al rosso congo MN816N rotolo 5mt MACHEREY-NAGEL



Caratteristiche

- Cartine al rosso congo MN 816 N
- Sensibilità normale
- Il colore rosso passa al blu nell'intervallo di pH 3,0 - 5,0.
- Applicazioni: Controllo dei processi di neutralizzazione, test clinici di acidità quali la determinazione di acido cloridrico nello stomaco, identificazione di acidità in mezzi colturali che contengono ceppi di Bacterium coli produttori di acido lattico.
- Rotolo: contenitore trasparente con un rotolo lungo 5 mt e largo 7 mm, confezionato singolarmente in scatola di cartone.

Codice Articolo: CM0090702

Breve descrizione del prodotto:

Cartine al rosso congo MN 816 N rotolo 5 mt MACHEREY-NAGEL

Descrizione




Cartine indicatrici - senza scala colorata

Cartine utili per misure orientative e regolazioni di pH.

Questo gruppo di prodotti, permette il controllo del pH entro determinati intervalli. Una variazione di colore chiaramente visibile, per esempio dal rosso al blu, indica il passaggio da ambiente acido ad alcalino.

Il più conosciuto tra questo gruppo di prodotti è la cartina al tornasole.

Tutte le cartine indicatrici sono completamente impregnate. Sono particolarmente adatte per procedimenti di neutralizzazione, nelle scuole e nel campo medico.

| | Codice | VARIANTI Articolo |
|---|---------------------------|--|
|  | CM0091108 | Cartina TORNASOLE rossa rotolo 5mt MACHEREY-NAGEL |
|  | CM0091106 | Cartina TORNASOLE blu rotolo 5mt MACHEREY-NAGEL |
|  | CM0091107 | Cartina TORNASOLE neutra rotolo 5mt MACHEREY-NAGEL |

Download

Brochure

