

Cartine qualitative PHOSPHATESMO MI 50 strisce MACHEREY-NAGEL



Caratteristiche

- PHOSPHATESMO MI, scatola da 50 strisce 10×95 mm

Strisce per la determinazione della fosfatasi alcalina nel latte.

Adatto come test rapido per il controllo della pastorizzazione del latte crudo.

Immergere la striscia nel latte ed incubare a 36°C.

Un viraggio da bianco a giallo indica la presenza di latte crudo ovvero latte non pastorizzato.

L'assenza di viraggio indica una pastorizzazione efficace.

- Limite di sensibilità: 0.5% di latte crudo nel latte pastorizzato può essere rilevato.

- Presentazione: scatola con 50 strisce 10×95 mm

- Conservare le strisce in assenza di umidità e calore (+2/+8°C).

Codice Articolo: CM0090612

Breve descrizione del prodotto:

Cartine qualitative PHOSPHATESMO MI 50 strisce MACHEREY-NAGEL


Descrizione

Cartine Analitiche - Qualitative

Cartine utili per determinazioni qualitative di ioni e composti chimici.

Forniscono l'informazione sulla presenza, al di sopra di un determinato limite di rilevabilità, di un determinato componente.

	Codice	VARIANTI Articolo
	SON0069560	Cartine qualitative CUPROTESMO 40pz MACHEREY-NAGEL
	1046906020	PLUMBTESMO 40 PZ MACHEREY-NAGEL
	8046906120	Phosphatesmo MI 50 PZ MACHEREY-NAGEL
	CM0090724	Cartine qualitative CROMO 200 strisce MACHEREY-NAGEL
	CM0090732	Cartine qualitative ARGENTO 200 strisce MACHEREY-NAGEL
	CM0090754	Cartine qualitative POTASSIO IODURO CON AMIDO 816N rotolo 5mt MACHEREY-NAGEL
	CM0090603	Cartine qualitative CHLORTESMO 200 strisce MACHEREY-NAGEL
	CM0090761	Cartine qualitative SOLFURI rotolo 5mt MACHEREY-NAGEL
	CM0090602	Cartine qualitative PLUMBTESMO 40 strisce MACHEREY-NAGEL
	CM0090728	Cartine qualitative COBALTO 100 strisce MACHEREY-NAGEL
	CM0090744	Cartine qualitative PIOMBO ACETATO rotolo 5mt MACHEREY-NAGEL
	CM0090760	Cartine qualitative OLIO 100 strisce MACHEREY-NAGEL

	Codice	VARIANTI Articolo
	CM0090601	Cartine qualitative CUPROTESMO 40 strisce MACHEREY-NAGEL

Download

Brochure
