

Cartine qualitative PIOMBO ACETATO rotolo 5mt MACHEREY-NAGEL



Caratteristiche

- PIOMBO ACETATO, rotolo da 5 metri

In presenza di idrogeno solforato (H_2S) la cartina bianca diventa marrone nera per formazione di solfuro di piombo nero.

Per concentrazioni basse di idrogeno solforato la colorazione è marrone.

- Limiti di sensibilità: 1 goccia di soluzione con 5 mg/l di solfuro (S_2^-) forma un anello marrone che è appena visibile.

Codice Articolo: CM0090744

Breve descrizione del prodotto:

Cartine qualitative PIOMBO ACETATO rotolo 5 mt MACHEREY-NAGEL


Descrizione

Cartine Analitiche - Qualitative

Cartine utili per determinazioni qualitative di ioni e composti chimici.

Forniscono l'informazione sulla presenza, al di sopra di un determinato limite di rilevabilità, di un determinato componente.

	Codice	VARIANTI Articolo
	SON0069560	Cartine qualitative CUPROTESMO 40pz MACHEREY-NAGEL
	1046906020	PLUMBTESMO 40 PZ MACHEREY-NAGEL
	8046906120	Phosphatesmo MI 50 PZ MACHEREY-NAGEL
	CM0090724	Cartine qualitative CROMO 200 strisce MACHEREY-NAGEL
	CM0090732	Cartine qualitative ARGENTO 200 strisce MACHEREY-NAGEL
	CM0090754	Cartine qualitative POTASSIO IODURO CON AMIDO 816N rotolo 5mt MACHEREY-NAGEL
	CM0090603	Cartine qualitative CHLORTESMO 200 strisce MACHEREY-NAGEL
	CM0090761	Cartine qualitative SOLFURI rotolo 5mt MACHEREY-NAGEL
	CM0090602	Cartine qualitative PLUMBTESMO 40 strisce MACHEREY-NAGEL
	CM0090612	Cartine qualitative PHOSPHATESMO MI 50 strisce MACHEREY-NAGEL
	CM0090728	Cartine qualitative COBALTO 100 strisce MACHEREY-NAGEL
	CM0090760	Cartine qualitative OLIO 100 strisce MACHEREY-NAGEL

	Codice	VARIANTI Articolo
	CM0090601	Cartine qualitative CUPROTESMO 40 strisce MACHEREY-NAGEL

Download

Brochure
