

Centrifuga Multi-Pro FC5816 serie Frontier OHAUS



"Per Altre Configurazioni clicca il pulsante Richiedi Preventivo o Consulta la Ns. Sezione Contatti"


Le centrifughe Frontier 5000 Multi-Pro sono progettate per un uso universale in molteplici applicazioni nei laboratori di ricerca, industriali e clinici e possono essere combinate con la nostra gamma di rotori e accessori per un uso personalizzato.

Disponibili in 11 modelli con portate da 0,2 ml a 4×1000 ml e prestazioni ad alta velocità al massimo volume, identificazione automatica del rotore e funzionalità di sicurezza.

Per ulteriori accessori clicca qui

Scheda tecnica	
DATA SHEET	Data Sheet_Frontier 5000 Multi Pro_(IT)
Manuale d'uso	





Codice Articolo: 30314816

Breve descrizione del prodotto:

Centrifuga Multi-Pro FC5816 serie Frontier OHAUS

Informazioni aggiuntive:

■ Gamma di velocità:: 200 rpm – 15.000 rpm

■ Forza centrifuga relativa massima:: 21.379 g

■ Portata massima (rotore):: 6 x 250 ml

■ Memorie di programma:: 99

Confezione rotore:: Not applicable

■ Ingranaggio di accelerazione:: 10

Ingranaggio di decelerazione:: 10

Dimensioni:: 538 mm x 354 mm x 446 mm (LxAxL)

■ Display:: LCD con retroilluminazione

Blocco coperchio:: A motore

■ Peso netto:: 52 kg

Livello rumorosità:: ≤61 ±2 dB(A)

Alimentazione:: Alimentazione AC (inclusa)

■ Consumo energetico:: 530 W

■ Tempo di pre-refrigerazione:: Not applicable

■ Compatibilità rotore:: Angolare 4 x 85 ml RB ID Hi; Angolare 6 x 250 ml FB ID; Ad angolo 44 x 1,5 ml / 2,0 ml ID V2; Angle 30 x 15 ml RB/FA ID; Angolare 6 x 50 ml RB ID Hi; Rotore angolare 24×1.5/2.0ml ID BIOSEALS V1; Angolare 10 x 50 ml FA ID; Angolare 20 x 10 ml RB ID Hi; Angolare 6



x 85 ml RB ID; Oscillante 16 x 50 ml ID; Oscillante 4 x 250 ml ID; Swing out 2 x 3MTP ID

- Metodo di riconoscimento del rotore:: Auto
- Tempo di esecuzione:: Continous; Quickspin; 10 sec to 99 h 59 min 59 sec
- Certificazione di sicurezza:: CE; FCC
- Ambiente di lavoro:: 5-35 °C, 80% UR, non condensante

Descrizione

"Per Altre Configurazioni clicca il pulsante Richiedi Preventivo o Consulta la Ns. Sezione Contatti"

Le centrifughe Frontier 5000 Multi-Pro sono progettate per un uso universale in molteplici applicazioni nei laboratori di ricerca, industriali e clinici e possono essere combinate con la nostra gamma di rotori e accessori per un uso personalizzato.

Disponibili in 11 modelli con portate da 0.2 ml a $4 \times 1000 \text{ ml}$ e prestazioni ad alta velocità al massimo volume, identificazione automatica del rotore e funzionalità di sicurezza.

Per ulteriori accessori clicca qui

Download

Scheda tecnica



Data Sheet_Frontier 5000 Multi Pro (IT)

Manuale d'uso



Frontier 5000 Rotor Guide_(IT)





Manual_Frontier 5000 Series Multi-Pro_(EN FR DE IT ES)