

## Cartine qualitative CROMO 200 strisce MACHEREY-NAGEL



### Caratteristiche

- CROMO, confezione da 200 strisce 20x70 mm

Queste cartine mostrano macchie viola su sfondo bianco in presenza di soluzioni contenenti cromo sotto forma di cromati.

Gli ioni Cr<sup>3+</sup> devono essere trasformati in cromati.

Le interferenze provocate da sali di Hg<sup>2+</sup> e dai molibdati sono facilmente eliminabili.

- Limite di sensibilità: 2 mg/l di Cr (VI) corrispondenti a 5 mg/l CrO<sub>4</sub><sup>2-</sup>.

- Nota: I saggi non distruttivi per rivelare la presenza di cromo si eseguono nel seguente modo: applicare una goccia di soluzione acida, composta da 1 volume di acido cloridrico al 37% e da 4 volumi di acqua ossigenata al 3%, sulla superficie ben sgrassata dell'acciaio in esame.

Aggiungere alcune gocce di soluzione diluita di idrossido di sodio (NaOH) e coprire con carta da filtro.

Premere la cartina per cromo sulla carta da filtro in corrispondenza della zona bagnata.

In presenza di cromo lavando la cartina con acido solforico diluito appare una macchia viola.

- Limite di sensibilità: 0,1% di cromo

**Codice Articolo:** CM0090724

### **Breve descrizione del prodotto:**

Cartine qualitative CROMO 200 strisce MACHEREY-NAGEL

### **Descrizione**

#### **Cartine Analitiche - Qualitative**

Cartine utili per determinazioni qualitative di ioni e composti chimici.

Forniscono l'informazione sulla presenza, al di sopra di un determinato limite di rilevabilità, di un determinato componente.

	<b>Codice</b>	<b>VARIANTI Articolo</b>
	<a href="#"><u>SON0069560</u></a>	Cartine qualitative CUPROTESMO 40pz MACHEREY-NAGEL
	<a href="#"><u>1046906020</u></a>	PLUMBTESMO 40 PZ MACHEREY-NAGEL
	<a href="#"><u>8046906120</u></a>	Phosphatesmo MI 50 PZ MACHEREY-NAGEL
	<a href="#"><u>CM0090732</u></a>	Cartine qualitative ARGENTO 200 strisce MACHEREY-NAGEL
	<a href="#"><u>CM0090754</u></a>	Cartine qualitative POTASSIO IODURO CON AMIDO 816N rotolo 5mt MACHEREY-NAGEL
	<a href="#"><u>CM0090603</u></a>	Cartine qualitative CHLORTESMO 200 strisce MACHEREY-NAGEL
	<a href="#"><u>CM0090761</u></a>	Cartine qualitative SOLFURI rotolo 5mt MACHEREY-NAGEL
	<a href="#"><u>CM0090602</u></a>	Cartine qualitative PLUMBTESMO 40 strisce MACHEREY-NAGEL
	<a href="#"><u>CM0090612</u></a>	Cartine qualitative PHOSPHATESMO MI 50 strisce MACHEREY-NAGEL
	<a href="#"><u>CM0090728</u></a>	Cartine qualitative COBALTO 100 strisce MACHEREY-NAGEL

	<b>Codice</b>	<b>VARIANTI Articolo</b>
	<a href="#"><u>CM0090744</u></a>	Cartine qualitative PIOMBO ACETATO rotolo 5mt MACHEREY-NAGEL
	<a href="#"><u>CM0090760</u></a>	Cartine qualitative OLIO 100 strisce MACHEREY-NAGEL
	<a href="#"><u>CM0090601</u></a>	Cartine qualitative CUPROTESMO 40 strisce MACHEREY-NAGEL

## Download

### Brochure

